

SELEFA® -harsosykeröt

REF: 222253, 222256

Imukykyiset SELEFA® -harsosykeröt sopivat monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten: ihon puhdistus, haavan puhdistus, pyyhkiminen, nesteen ja kosteuden imeytys, suojaus, desinfiointi jne. Hyvä imukyky ja EN 14079 -standardin mukainen korkealaatuinen puuvillaharso. Tiivis taitto pitää tuotteen muodossaan.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ 100 % puuvillaharso
- ▶ Ympäristöystävällisesti valkaistu (ilman klooria)
- ▶ 17 lankaa/cm²



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
222253	Pyöreät harsosykeröt, epästeriilit	Ø 30 mm	100 / 2000
222256	Pyöreät harsosykeröt, epästeriilit	Ø 70 mm	100 / 1000

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkitäiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



Not made with natural rubber latex



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkitäisisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset:

EN 14079

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Päämateriaali	100 % puuvillaharso, valkoinen
kuminauharengas	Silikonipohjainen kuminauha

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	N/A	N/A
Rasia	PE pussi, Läpinäkyvä	222253: 200 x 250 222256: 300 x 400
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	222253: 370 x 270 x 280 222256: 400 x 300 x 420
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
222253	N/A	06438129352290	06438129552294
222256	N/A	06438129352306	06438129552300

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.