

SELEFA® Optimia -harsoneliöt

REF: 222301, 222302, 222303, 222304, 222305

SELEFA® Optimia -harsotaitokset on tarkoitettu ensisijaisesti haavojen ja hankaumien suojaamiseen tai niiden puhdistamiseen verestä ja eritteistä. Voidaan käyttää myös ei-invasiivisiin lääketieteellisiin toimenpiteisiin, kuten haavan täyttämiseen, kuivaamiseen, suojaamiseen, ihon ja haavan puhdistamiseen tai toissijaisena sidoksena. Hyvä imukyky ja EN 14079 -standardin mukainen korkealaatuinen puuvillaharso.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ 100 % puuvillaharso
- ▶ Ympäristöystävällisesti valkaistu (ilman klooria)
- ▶ Taittelematon
- ▶ Voidaan steriloida etyleenioksidilla (EO)
- ▶ Erinomainen imukyky
- ▶ 20 lankaa/cm²



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
222301	Optimia-harsoneliöt, Valkoinen	10x30 cm	500 / 10000
222302	Optimia-harsoneliöt, Valkoinen	20x30 cm	500 / 10000
222303	Optimia-harsoneliöt, Valkoinen	30 x 30 cm	500 / 5000
222304	Optimia-harsoneliöt, Valkoinen	40x30 cm	500 / 4000
222305	Optimia-harsoneliöt, Valkoinen	50 x 50 cm	250 / 2500

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkitäiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



Not made with natural rubber latex



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisäätöiset vaatimukset:

Lääkitäisisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset:

EN 14079

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiaali

Tuotteen osa

Raaka-aine & ominaisuudet

Päämateriaali

100 % puuvillaharso, valkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	N/A	N/A
Rasia	Lääkinnällisen laadun paperi, Valkoinen	222301: 150 x 150 x 100 222302: 200 x 200 x 100 222303: 300 x 300 x 100 222304: 400 x 400 x 100 222305: 500 x 500 x 100
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	222301: 340 x 340 x 500 222302: 430 x 430 x 500 222303: 630 x 320 x 500 222304: 830 x 420 x 420 222305: 520 x 520 x 500
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
222301	N/A	06438129354188	06438129554182
222302	N/A	06438129354195	06438129554199
222303	N/A	06438129354201	06438129554205
222304	N/A	06438129354218	06438129554212
222305	N/A	06438129354225	06438129554229

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.