

Embra[®] Optimia -kuitukangastaitokset

REF: 22300103, 22300203, 22300303, 22300403

Nelikerroksiset Embra[®] Optimia -kuitukangastaitokset on valmistettu pehmeästä ja erittäin imukykyisestä kuitumateriaalista. Niitä käytetään pääasiassa haavojen ja hankaumien puhdistamiseen ja niiden eritteiden imeyttämiseen.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ 70 % uusiutuvia materiaaleja (viskoosi)
- ▶ Korkealaatuinen viskoosi/polyesteri kuitukangasmateriaalista
- ▶ Vähän nukkaava ja erittäin pehmeä
- ▶ Säilyttää muotonsa, jopa märkänä ollessaan
- ▶ Ei sisällä sitovia aineita eikä optisia valkaisuaineita
- ▶ Tehokas nesteen ja eritteiden imeytymisessä
- ▶ Vähemmän tarttuva haavaan kuin sideharso
- ▶ Saatavilla useissa eri koossa
- ▶ Ulkoiseen haavanhoitoon, palovammojen tai hankaumien hoitoon, ensiapuun jne.
- ▶ Voidaan steriloida käyttäen EO
- ▶ Optimoitu pakkaus: kätevä annostelu ja parempi suoja saastumista vastaan



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
22300103	Optimia-kuitukangastaitokset, 4 krs, epästeriili, Valkoinen	5x5 cm	150 / 13500
22300203	Optimia-kuitukangastaitokset, 4 krs, epästeriili, Valkoinen	7,5x7,5 cm	150 / 9000
22300303	Optimia-kuitukangastaitokset, 4 krs, epästeriili, Valkoinen	10x10 cm	150 / 5400
22300403	Optimia-kuitukangastaitokset, 4 krs, epästeriili, Valkoinen	10x20 cm	75 / 900

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkitsemiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



Not made with natural rubber latex



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkitsemisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset:

EN ISO 11737-1, EN 1644-1, EN 1644-2

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiaali

Tuotteen osa

Raaka-aine & ominaisuudet

Päämateriaali

Kuitukangas, 70 % viskoosi ja 30 % polyesteri, valkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 5 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus		
Rasia	TCF tai ECF laatu	22300103: 157 x 67 x 53 22300203: 232 x 67 x 77 22300303: 204 x 92 x 104 22300403: 204 x 92 x 104
Kuljetuspakkaus	TCF tai ECF laatu	22300103: 490 x 280 x 420 22300203: 485 x 405 x 420 22300303: 430 x 330 x 570 22300403: 430 x 330 x 200
Pakkausteippi	PVC vapaa	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
22300103	N/A	06438129370218	06438129570212
22300203	N/A	06438129370225	06438129570229
22300303	N/A	06438129370232	06438129570236
22300403	N/A	06438129370249	06438129570243

Embran tehtävänä on kehittää vastuullisia terveydenhuollon ratkaisuja, jotka keskittyvät ympäristövaikutusten vähentämiseen, samalla kun laatua potilaille ja hoitajille parannetaan. Yhdessä voimme tehdä positiivisen eron, joten kiitos siitä, että valitsit Embran.