

## Pyöreät SELEFA® Optimia -kuitukangassykeröt

REF: 223021, 223022, 223023

Pyöreät SELEFA® Optimia -kuitukangassykeröt sopivat monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten: ihon puhdistukseen ennen leikkausta, haavan ja hankaumien puhdistukseen, pyyhintään, imeytykseen, suojaamiseen jne. Ne sopivat myös verenvuodon tyrehtyttämiseen ja paikallisten lääkkeiden levittämiseen. Pehmeä materiaali on hellävarainen haavalle ja iholle, sillä materiaali tarttuu ja nukkaa vähemmän kuin sideharso.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Korkealaatuinen viskoosi-/polyesterikuitukangasmateriaali
- ▶ Erittäin pehmeä ja vähän nukkaava
- ▶ Imee tehokkaasti nestettä ja haavaeritettä
- ▶ Kiinnittyy haavaan vähemmän kuin kudotut harsosidokset
- ▶ Voidaan steriloida etyleenioksidilla (EO)



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
223021	Pyöreät Optimia-kuitukangassykeröt, epästeriili, Valkoinen	Ø 30 mm	200 / 3600
223022	Pyöreät Optimia-kuitukangassykeröt, epästeriili, Valkoinen	Ø 40 mm	150 / 2700
223023	Pyöreät Optimia-kuitukangassykeröt, epästeriili, Valkoinen	Ø 50 mm	100 / 1800

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



<b>REACH-asetus:</b>	Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.
<b>Biologinen arviointi:</b>	EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-10
<b>Lakisääteiset vaatimukset:</b>	Lääkinällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745
<b>Tuotestandardien vaatimukset:</b>	EN 29073, EN 1644-1,-2
<b>Laatustandardit:</b>	EN ISO 13485
<b>Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:</b>	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
<b>Päämateriaali</b>	Kuitukangas, 70 % viskoosi ja 30 % polyesteri, valkoinen
<b>kuminauharengas</b>	SEBS-möhkälekopolymeeri, valkoinen, lateksiton

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
<b>Säilytys</b>	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
<b>Käyttöikä</b>	5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	N/A	N/A
<b>Rasia</b>	PE pussi, Läpinäkyvä	223021: 270 x 390 x 104 223022: 270 x 390 223023: 270 x 390
<b>Kuljetuspakkaus</b>	Kartonki, TCF tai ECF laatu	223021: 395 x 290 x 420 223022: 395 x 290 x 420 223023: 395 x 290 x 540
<b>Pakkausteippi</b>	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
<b>223021</b>	N/A	06438129354126	06438129554120
<b>223022</b>	N/A	06438129354133	06438129554137
<b>223023</b>	N/A	06438129354140	06438129554144

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.