

## SELEFA® -kuitukangassykeröt, 5 kpl, steriili

REF: 22325030, 22325040, 22325050

Steriilit pyöreät SELEFA® -kuitukangassykeröt sopivat monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten: ihon puhdistukseen ennen leikkausta, haavan ja hankaumien puhdistukseen, pyyhintään, imeytykseen, suojaamiseen jne. Ne sopivat myös verenvuodon tyrehtyttämiseen ja paikallisten lääkkeiden levittämiseen. Pehmeä materiaali on hellävarainen haavalle ja iholle, sillä materiaali tarttuu ja nukkaa vähemmän kuin sideharso.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Korkealaatuinen viskoosi-/polyesterikuitukangasmateriaali
- ▶ Erittäin pehmeä ja vähän nukkaava
- ▶ Imee tehokkaasti nestettä ja haavaeritettä
- ▶ Kiinnittyy haavaan vähemmän kuin kudotut harsosidokset
- ▶ Steriloitu etyleenioksidilla (EO)
- ▶ Helppokäyttöinen yksittäispussi
- ▶ 5 kpl




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
22325030	Pyöreät kuitukangassykeröt, 5 kpl, steriili	Ø 30 mm	75 / 1500
22325040	Pyöreät kuitukangassykeröt, 5 kpl, steriili	Ø 40 mm	75 / 1350
22325050	Pyöreät kuitukangassykeröt, 5 kpl, steriili	Ø 50 mm	50 / 900

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkitsemiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



**REACH-asetus:** Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

**Biologinen arviointi:** EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

**Lakisääteiset vaatimukset:** Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

**Tuotestandardien vaatimukset:** EN ISO 11607-1, EN ISO 11135

**Laatustandardit:** EN ISO 13485

**Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:** EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Päämateriaali	Kuitukangas, 70 % viskoosi ja 30 % polyesteri, valkoinen
kuminauharengas	Silikonipohjainen kuminauha

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
<b>Säilytys</b>	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 15 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
<b>Käyttöikä</b>	5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	22325030: 98 x 113 22325040: 122 x 138 22325050: 122 x 138
<b>Rasia</b>	Kartonki, TCF tai ECF laatu	22325030: 115 x 95 x 140 22325040: 140 x 120 x 150 22325050: 140 x 120 x 150
<b>Kuljetuspakkaus</b>	Kartonki, TCF tai ECF laatu	22325030: 495 x 240 x 290 22325040: 435 x 370 x 310 22325050: 435 x 370 x 310
<b>Pakkausteippi</b>	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
<b>22325030</b>	06438129151183	06438129351187	06438129551181
<b>22325040</b>	06438129151190	06438129351194	06438129551198
<b>22325050</b>	06438129151206	06438129351200	06438129551204

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.