

## Pyöreät SELEFA® -kuitukangassykeröt

REF: 223256

Pyöreät SELEFA® -kuitukangassykeröt sopivat monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten: ihon puhdistukseen ennen leikkausta, haavan ja hankaumien puhdistukseen, pyyhintään, imeytykseen, suojaamiseen jne. Ne sopivat myös verenvuodon tyrehtyttämiseen ja paikallisten lääkkeiden levittämiseen. Pehmeä materiaali on hellävarainen haavalle ja iholle, sillä materiaali tarttuu ja nukkaa vähemmän kuin sideharso.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Korkealaatuinen viskoosi-/polyesterikuitukangasmateriaali
- ▶ Erittäin pehmeä ja vähän nukkaava
- ▶ Imee tehokkaasti nestettä ja haavaeritettä
- ▶ Kiinnittyy haavaan vähemmän kuin kudotut harsosidokset



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
223256	Pyöreät kuitukangassykeröt, epästeriili	Ø 70 mm	100 / 1000

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkitäiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



Not made with natural rubber latex



### REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

### Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkitäisisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

### Tuotestandardien vaatimukset:

EN 1644-1, EN 1644-2

### Laatustandardit:

EN ISO 13485

### Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Päämateriaali	Kuitukangas, 70 % viskoosi ja 30 % polyesteri, valkoinen
kuminauharengas	Silikonipohjainen kuminauha

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
<b>Säilytys</b>	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
<b>Käyttöikä</b>	5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	N/A	N/A
<b>Rasia</b>	PE pussi, Läpinäkyvä	360 x 600
<b>Kuljetuspakkaus</b>	Kartonki, TCF tai ECF laatu	600 x 250 x 650
<b>Pakkausteippi</b>	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
<b>223256</b>	N/A	06438129352320	06438129552324

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.