

## SELEFA® -kuitukangastaitokset, 2 kpl, steriili

REF: 2232702, 2232722, 2232742, 2232762

Steriilit nelikerroksiset SELEFA® -kuitukangastaitokset on valmistettu pehmeästä ja erittäin imukykyisestä kuitumateriaalista. Niitä käytetään pääasiassa haavojen ja hankaumien puhdistamiseen ja niiden eritteiden imeyttämiseen.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Korkealaatuinen viskoosi-/polyesterikuitukangasmateriaali
- ▶ Vähän nukkaava ja erittäin pehmeä
- ▶ Säilyttää muotonsa myös märkänä
- ▶ Ei sisällä sideaineita tai optisia kirkasteita
- ▶ Imee tehokkaasti nestettä ja haavaeritettä
- ▶ Kiinnittyy haavaan vähemmän kuin harsosidokset
- ▶ Useita kokoja
- ▶ Haavan puhdistukseen ja täyttämiseen, eritteen imeytymiseen, leikkausta edeltävään ihon puhdistukseen jne.
- ▶ Voidaan käyttää ensi- tai toissijaisena taitoksena
- ▶ Steriloitu etyleenioksidilla (EO)
- ▶ Helppokäyttöinen yksittäispussi
- ▶ 2 kpl




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
2232702	Kuitukangastaitokset, 4 krs, 2 kpl, steriili, Valkoinen	5 x 5 cm	140 / 2800
2232722	Kuitukangastaitokset, 4 krs, 2 kpl, steriili, Valkoinen	7,5 x 7,5 cm	140 / 2800
2232742	Kuitukangastaitokset, 4 krs, 2 kpl, steriili, Valkoinen	10x10 cm	140 / 2520
2232762	Kuitukangastaitokset, 4 krs, 2 kpl, steriili, Valkoinen	10 x 20 cm	70 / 1260

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

N/A



**REACH-asetus:** Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

**Biologinen arviointi:** EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

**Lakisääteiset vaatimukset:** Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

**Tuotestandardien vaatimukset:** EN ISO 11607-1, EN ISO 11135

**Laatustandardit:** EN ISO 13485

**Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:** EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, N/A

## Materiaali

Tuotteen osa

Raaka-aine & ominaisuudet

**Päämateriaali** Kuitukangas, 70 % viskoosi ja 30 % polyesteri, valkoinen

## Varoitukset ja suositukset

### Varoitukset

Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.

### Säilytys

Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 15 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.

### Hävittäminen

Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti

### Käyttöikä

5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	2232702: 98 x 116 2232722: 72 x 88 2232742: 2232762: 122 x 138
<b>Rasia</b>	Kartonki, TCF tai ECF laatu	2232702: 237 x 100 x 116 2232722: 90 x 70 x 180 2232742: 0 x 0 x 0 2232762: 140 x 120 x 180
<b>Kuljetuspakkaus</b>	Kartonki, TCF tai ECF laatu	2232702: 595 x 245 x 415 2232722: 370 x 190 x 370 2232742: 0 x 0 x 0 2232762: 435 x 370 x 370
<b>Pakkausteippi</b>	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
<b>2232702</b>	06438129151053	06438129351057	06438129551051
<b>2232722</b>	06438129151060	06438129351064	06438129551068
<b>2232742</b>	06438129151077	06438129351071	06438129551075
<b>2232762</b>	06438129151084	06438129351088	06438129551082

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.