

SELEFA® kirurginen silkkiteippi

REF: 2402011, 2402012, 2402013

SELEFA® kirurginen silkkiteippi on edullinen yleiskäyttöinen kirurginen teippi. Se sopii letkujen, katetrien ja pienten lääkinnällisten laitteiden kiinnittämiseen sekä kaikenlaisten taitosten kiinnittämiseen. Se on hengittävää ja helppo irrottaa ilman liimajäämiä.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Lateksiton
- ▶ Hengittävä
- ▶ Erinomainen tarttuvuus
- ▶ Tekosilkki



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
2402011	Kirurginen teippi, silkki, Valkoinen	1,25 cm x 9,1 m	24 / 720
2402012	Kirurginen teippi, silkki, Valkoinen	2,5 cm x 9,1 m	12 / 360
2402013	Kirurginen teippi, silkki, Valkoinen	5 cm x 9,1 m	6 / 180

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkitsemiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



Not made with natural rubber latex



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkitsemisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset:

EN 1939

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Teipin selkäaine	Asetaattirayon, luonnonvalkoinen
Liima	Kuumaliima, lateksiton
Hylsy	PE, kermanvalkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	3 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	N/A	N/A
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	150 x 100 x 54
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	315 x 315 x 295
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
2402011	N/A	06438129352054	06438129552058
2402012	N/A	06438129352061	06438129352065
2402013	N/A	06438129352078	06438129552072

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.