

SELEFA® kirurginen PE-kalvotippi

REF: 2402031, 2402032, 2402033

SELEFA® kirurginen PE-kalvotippi on edullinen yleiskäyttöinen kirurginen teippi. Se sopii letkujen, katetrien ja pienten lääkinnällisten laitteiden kiinnittämiseen sekä kaikenlaisten taitosten kiinnittämiseen. Se on hengittävää ja helppo irrottaa ilman liimajäämiä.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Lateksiton
- ▶ Hengittävä
- ▶ Erinomainen tarttuvuus
- ▶ Ohut, läpinäkyvä, perforoitu PE-kalvo



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
2402031	Kirurginen teippi, PE-kalvo, Läpinäkyvä	1,25 cm x 9,1 m	24 / 720
2402032	Kirurginen teippi, PE-kalvo, Läpinäkyvä	2,5 cm x 9,1 m	12 / 360
2402033	Kirurginen teippi, PE-kalvo, Läpinäkyvä	5 cm x 9,1 m	6 / 180

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkitäiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



Not made with natural rubber latex



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisäätöiset vaatimukset:

Lääkitäisisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset:

EN 1939, EN ISO 14184-1

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Teippi	LLDPE-kalvo, läpikuultava
Liima	Paineherkkä akryyliiima, lateksiton
Hylsy	PE, kermanvalkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	3 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	N/A	N/A
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	158 x 105 x 54
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	335 x 335 x 285
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
2402031	N/A	06438129352115	06438129552119
2402032	N/A	06438129352122	06438129552126
2402033	N/A	06438129352139	06438129552133

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.