

## evercare® XP Standard leikkaustakit, steriili

REF: 2504, 2505, 2507, 2509, 2510, 2513, 2514, 2515, 2517, 2519, 2520

evercare® XP Standard leikkaustakit sopivat kuiviin toimenpiteisiin. Pehmeässä SMS-materiaalissa on antistaattinen ja alkoholia hylkivä käsittely, mikä parantaa käyttäjän suojausta. Kaikki evercare® leikkaustakit suojaavat tehokkaasti kehon nesteitä, ihohiukkasilta ja mikrobeilta. Ne on suunniteltu mukavuutta ja liikkeiden helppoutta silmällä pitäen. Niskassa on säädettävä tarranauha, joka takaa optimaalisen istuvuuden ja säädettävyyden. Laadukkaat, miellyttävät resorit ja napakka istuvuus hihansuissa. Takki on steriloitu EO-kaasulla ja pakattu helposti avattavaan yksittäispussiin. Huippuluokan pakkausjärjestelmä, jossa on käytännöllinen annostelija ja merkinnät. Yksittäispakkauksissa on irrotettavat viivakooditarrat jäljitettävyyden parantamiseksi.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Erittäin suojaava ja miellyttävä, antistaattinen ja alkoholia hylkivä käsittely
- ▶ Ultraäänilämpösinetöidyt saumat hihoissa ja olkapäissä lisäävät käyttömukavuutta, sillä ne ovat miellyttävän ohuet
- ▶ Takissa on limittaiset selkäkappaleet ja säädettävä tarranauha niskassa, mikä mahdollistaa optimaalisen istuvuuden ja yksilöllisen säädettävyyden.
- ▶ Selkeä leima, jossa on koko ja käyttötyyppi.
- ▶ Vyössä kortti, jossa on selkeä merkintä steriili/epästeriili turvallista pukemista varten.
- ▶ Kirjaittelu mahdollistaa pakkauksesta ottamisen ja pukemisen ilman kontaminaatoriskiä.
- ▶ SMS-materiaalilla on vähäinen nukkaavuus ja erittäin hyvä hankauksenkesto




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
2504	XP Standard leikkaustakki, steriili, Sininen	Koko M-lyhyt, pituus 120 cm	21 / 42
2505	XP Standard leikkaustakki, steriili, Sininen	Koko M, pituus 131 cm	20 / 40
2507	XP Standard leikkaustakki, steriili, Sininen	Koko L, pituus 142 cm	20 / 40
2509	XP Standard leikkaustakki, steriili, Sininen	Koko XL, pituus 152 cm	18 / 36
2510	XP Standard leikkaustakki, steriili, Sininen	Koko XXL, pituus 160 cm	18 / 36
2513	XP Standard leikkaustakki ja käsipyyhkeet, steriili, Sininen	Koko XXL-pitkä, pituus 170 cm	14 / 28
2514	XP Standard leikkaustakki ja käsipyyhkeet, steriili, Sininen	Koko M-lyhyt, pituus 120 cm	21 / 42
2515	XP Standard leikkaustakki ja käsipyyhkeet, steriili, Sininen	Koko M, pituus 131 cm	20 / 40
2517	XP Standard leikkaustakki ja käsipyyhkeet, steriili, Sininen	Koko L, pituus 142 cm	20 / 40
2519	XP Standard leikkaustakki ja käsipyyhkeet, steriili, Sininen	Koko XL, pituus 152 cm	18 / 36
2520	XP Standard leikkaustakki ja käsipyyhkeet, steriili, Sininen	Koko XXL, pituus 160 cm	18 / 36

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



### REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

### Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

### Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkinällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745, MDR Class Is

### Tuotestandardien vaatimukset:

EN ISO 11135, EN 13795-1 Standard performance

### Laatustandardit:

EN ISO 13485

### Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Vartalo, hihat, vyö	PP SMS kuitukangas, sininen
Ranneke	PES, joustinneule
Niskan nauha	PP-kehruukuitukangas, valkoinen
Tarranauha	PA, kudottu nauha, jossa tarranauha, valkoinen
Vyökortti	Selluloosa (ECF), valkoinen
Käärepaperi	Selluloosa (ECF), valkoinen
Ompelulanka	PES, valkoinen
Käsipyhyhe	Verkkovahvisteinen paperi, valkoinen

## Varoitukset ja suositukset

### Varoitukset

Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.

### Säilytys

Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 15 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.

### Hävittäminen

Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti

### Käyttöikä

5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	242 x 334
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	381 x 279 x 320
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	574 x 401 x 330
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
2504	06438129112139	06438129312133	06438129512137
2505	06438129112146	06438129312140	06438129512144
2507	06438129112153	06438129312157	06438129512151
2509	06438129112160	06438129312164	06438129512168
2510	06438129112177	06438129312171	06438129512175
2513	06438129124293	06438129324297	06438129524291
2514	06438129112184	06438129312188	06438129512182
2515	06438129112191	06438129312195	06438129512199
2517	06438129112207	06438129312201	06438129512205
2519	06438129112214	06438129312218	06438129512212
2520	06438129112221	06438129312225	06438129512229

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.