

evercare® XP Special leikkaustakit, steriili

REF: 2534, 2535, 2537, 2539, 2540, 2544, 2545, 2547, 2549, 2550

evercare® XP Special leikkaustakit sopivat toimenpiteisiin, joissa nestemäärät ovat kohtalaisia tai suuria. Pehmeässä SMS-materiaalissa on antistaattinen ja alkoholia hylkivä käsittely, mikä parantaa käyttäjän suojausta. evercare® XP Special on vahvistettu hengittävällä materiaalilla kriittisillä alueilla edessä ja hihoissa, mikä parantaa leikkaushaavan kontaminaatiosuojausta ja käyttäjän suojausta vuotavissa toimenpiteissä. Kaikki evercare® leikkaustakit suojaavat tehokkaasti kehon nesteiltä, ihohiukkasilta ja mikrobeilta. Ne on suunniteltu mukavuutta ja liikkeiden helppoutta silmällä pitäen. Niskassa on säädettävä tarranauha, joka takaa optimaalisen istuvuuden ja säädettävyyden. Takki on steriloitu EO-kaasulla ja pakattu helposti avattavaan yksittäispussiin. Huippuluokan pakkausjärjestelmä, jossa on käytännöllinen anostelija ja merkinnät. Yksittäispakkauksissa on irrotettavat viivakooditarrat jäljitettävyyden parantamiseksi.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Erittäin suojaava ja miellyttävä, antistaattinen ja alkoholia hylkivä käsittely
- ▶ Ultraäänilämpösinetöidyt saumat hihoissa ja olkapäissä lisäävät käyttömukavuutta, sillä ne ovat miellyttävän ohuet
- ▶ Takissa on limittäiset selkäkappaleet ja säädettävä tarranauha niskassa, mikä mahdollistaa optimaalisen istuvuuden ja yksilöllisen säädettävyyden.
- ▶ Selkeä merkintä, jossa on koko ja suorituskykytyyppi.
- ▶ Vyössä kortti, jossa on selkeä merkintä steriili/epästeriili turvallista pukemista varten
- ▶ Kirjaittelu mahdollistaa pakkauksesta ottamisen ja pukemisen ilman kontaminaatoriskiä
- ▶ SMS-materiaalilla on vähäinen nukkaavuus ja erittäin hyvä hankauksenkesto




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkausko, kpl rasia/kuljetuskartonki
2534	XP Special leikkaustakki, steriili, Sininen	M- lyhyt	21 / 42
2535	XP Special leikkaustakki, steriili, Sininen	M	20 / 40
2537	XP Special leikkaustakki, steriili, Sininen	L	20 / 40
2539	XP Special leikkaustakki, steriili, Sininen	XL	18 / 36
2540	XP Special leikkaustakki, steriili, Sininen	XXL	18 / 36
2544	XP Special leikkaustakki ja käsipyyhkeet, steriili, Sininen	M- lyhyt	21 / 42
2545	XP Special leikkaustakki ja käsipyyhkeet, steriili, Sininen	M	20 / 40
2547	XP Special leikkaustakki ja käsipyyhkeet, steriili, Sininen	L	20 / 40
2549	XP Special leikkaustakki ja käsipyyhkeet, steriili, Sininen	XL	18 / 36
2550	XP Special leikkaustakki ja käsipyyhkeet, steriili, Sininen	XXL	18 / 36

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinnälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



REACH-asetus: Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi: EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

Lakisääteiset vaatimukset: Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset: EN ISO 11135, EN 13795-1 High performance

Laatustandardit: EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset: EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Vartalo, hihat, vyö	PP SMS kuitukangas, sininen
Vahvistukset hihoissa ja edessä	PP-kuitukangas / hengittävä PE-kalvo, valkoinen
Ranneke	PES, joustinneule
Niskan nauha	PP-kehruukuitukangas, valkoinen
Tarranauha	PA, kudottu nauha, jossa tarranauha, valkoinen
Vyökortti	Selluloosa (ECF), valkoinen
Käärepaperi	Selluloosa (ECF), valkoinen
Ompelulanka	PES, valkoinen
Käsipyhyhe	Verkkovahvisteinen paperi, valkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset

Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.

Säilytys

Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 15 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.

Hävittäminen

Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti

Käyttöikä

5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	242 x 334
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	2534: 381 x 279 x 320 2535: 381 x 279 x 320 2537: 381 x 279 x 320 2539: 381 x 279 x 320 2540: 381 x 279 x 370 2544: 381 x 279 x 320 2545: 381 x 279 x 320 2547: 381 x 279 x 370 2549: 381 x 279 x 370 2550: 381 x 279 x 370
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF tai ECF laatu	2534: 574 x 401 x 330 2535: 574 x 401 x 330 2537: 574 x 401 x 330 2539: 574 x 401 x 330 2540: 574 x 401 x 380 2544: 574 x 401 x 330 2545: 574 x 401 x 330 2547: 574 x 401 x 380 2549: 574 x 401 x 380 2550: 574 x 401 x 380
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
2534	06438129112238	06438129312232	06438129512236
2535	06438129112245	06438129312249	06438129512243
2537	06438129112252	06438129312256	06438129512250
2539	06438129112269	06438129312263	06438129512267
2540	06438129112276	06438129312270	06438129512274
2544	06438129112283	06438129312287	06438129512281
2545	06438129112290	06438129312294	06438129512298
2547	06438129112306	06438129312300	06438129512304
2549	06438129112313	06438129312317	06438129512311
2550	06438129112320	06438129312324	06438129512328

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.