

evercare SUPRA Standard leikkaustakit, steriili

REF: 259011, 259021, 259031, 259041, 259051, 259061, 259071, 259081, 259091, 259101, 259111, 259121, 259131, 259141

evercare® SUPRA leikkaustakin materiaalina on pehmeä SMS, joka on suunniteltu tarjoamaan äärimmäistä suojaa ja mukavuutta. Leikkaustakki sopii toimenpiteisiin, joissa nestemäärät ovat kohtalaisia tai suuria ja käyttömukavuuden tarve suuri. SUPRA leikkaustakin materiaalissa on antistaattinen ja alkoholia hylkivä käsittely, mikä parantaa käyttäjän suojausta. Takki on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Siksi sen pakkausmateriaali on FSC-sertifioituista ja uusiutuvista lähteistä. Leikkaustakki toimitetaan optimoidussa pakkauksessa, jotta saat upean tuotteen fiksussa annostelijassa, jossa käytetään vähemmän materiaalia. Tämä tukee pyrkimyksiäsi vähentää jätteen määrää. evercare® SUPRA High Performance on vahvistettu hengittävällä materiaalilla kriittisellä alueella edessä ja hihoissa, mikä maksimoi suojan leikkaushaavan kontaminaatiota vastaan ja suojaa käyttäjää vuotavissa toimenpiteissä. Kaikki evercare® leikkaustakit suojaavat tehokkaasti kehon nesteiltä, ihohiukkasilta ja mikrobeilta. Ne on suunniteltu mukavuutta ja liikkeen helppoutta silmällä pitäen. Niskassa on säädettävä tarranauha, joka takaa optimaalisen istuvuuden ja säädettävyyden. Laadukkaat, miellyttävät resorit ja napakka istuvuus hihansuissa. Takki on steriloitu EO-kaasulla ja pakattu helposti avattavaan yksittäispussiin. Huippuluokan pakkausjärjestelmä, jossa on käytännöllinen annostelija ja merkinnät. Yksittäispakkauksissa on irrotettavat viivakooditarrat jäljitettävyyden parantamiseksi.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Hyvä suojaus ja hengittävyys
- ▶ Supermukava ja pehmeä SMS
- ▶ Antistaattinen ja alkoholia hylkivä käsittely
- ▶ Erittäin hyvä hankauksenkesto
- ▶ Erityisen pehmeä ja joustava materiaali pääntiellä lisää käyttömukavuutta
- ▶ Ultraäänellä saumatut saumat lisäävät käyttömukavuutta, sillä ne ovat miellyttävän ohuet
- ▶ Takissa on limittäiset selkäkappaleet ja säädettävä tarranauha niskassa, mikä mahdollistaa optimaalisen istuvuuden ja yksilöllisen säädettävyyden.
- ▶ Selkeä merkintä, jossa on koko ja suorituskykytyyppi.
- ▶ Vyössä kortti, jossa on selkeä merkintä steriili/epästeriili turvallista pukemista varten
- ▶ Kirjaittelu mahdollistaa pakkauksesta ottamisen ja pukemisen ilman kontaminaatoriskiä
- ▶ SMS-materiaalilla on vähäinen nukkaavuus
- ▶ Miellyttävä muotoilu helpottaa liikkumista




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
259011	evercare® Supra leikkaustakki, Standard Performance, steriili, Sininen	koko M-short, steriili	21 / 42
259021	evercare® Supra leikkaustakki, Standard Performance, steriili, Sininen	koko M, steriili	20 / 40
259031	evercare® Supra leikkaustakki, Standard Performance, steriili, Sininen	koko L, steriili	20 / 40
259041	evercare® Supra leikkaustakki, Standard Performance, steriili, Sininen	koko XL-lyhyt, steriili	20 / 40
259051	evercare® Supra leikkaustakki, Standard Performance, steriili, Sininen	koko XL, steriili	18 / 36
259061	evercare® Supra leikkaustakki, Standard Performance, steriili, Sininen	koko XXL, steriili	18 / 36
259071	evercare® Supra leikkaustakki, Standard Performance, steriili, Sininen	Koko XXL-pitkä, steriili	14 / 28
259081	evercare® Supra leikkaustakki, Standard Performance, steriili, Sininen	koko M-lyhyt, 2 pyyhettä, steriili	21 / 42
259091	evercare® Supra leikkaustakki, Standard Performance, steriili, Sininen	koko M, 2 pyyhettä, steriili	20 / 40
259101	evercare® Supra leikkaustakki, Standard Performance, steriili, Sininen	koko L, 2 pyyhettä, steriili	20 / 40
259111	evercare® Supra leikkaustakki, Standard Performance, steriili, Sininen	koko XL-lyhyt, 2 pyyhettä, steriili	20 / 40
259121	evercare® Supra leikkaustakki, Standard Performance, steriili, Sininen	koko XL, 2 pyyhettä, steriili	18 / 36
259131	evercare® Supra leikkaustakki, Standard Performance, steriili, Sininen	koko XXL, 2 pyyhettä, steriili	18 / 36
259141	evercare® Supra leikkaustakki, Standard Performance, steriili, Sininen	koko XXL-pitkä, 2 pyyhettä, steriili	14 / 28

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinnälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



REACH-asetus: Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi: EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisäätteiset vaatimukset: Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset: EN ISO 11135, EN 13795-1 Standard performance

Laatustandardit: EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset: EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Vartalo, hihat, vyö	PP SMS kuitukangas, sininen
Ranneke	PES, joustinneule
Niskan nauha	PP-kehruukuitukangas, valkoinen
Tarranauha	PA, kudottu nauha, jossa tarranauha, valkoinen
Vyökortti	Selluloosa (ECF), valkoinen
Käärepaperi	Selluloosa (ECF), valkoinen
Ompelulanka	PES, valkoinen
Käsipyyhe	Verkkovahvisteinen paperi, valkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa, lämpötila alle 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PA kalvo	360 x 245 x 30
Rasia	TCF tai ECF laatu	381 x 279 x 320
Kuljetuspakkaus	TCF tai ECF laatu	574 x 391 x 330
Pakkausteippi	Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
259011	06438129125344	06438129325348	06438129525342
259021	06438129125351	06438129325355	06438129525359
259031	06438129125368	06438129325362	06438129525366
259041	06438129125375	06438129325379	06438129525373
259051	06438129125382	06438129325386	06438129525380
259061	06438129125399	06438129325393	06438129525397
259071	06438129125405	06438129325409	06438129525403
259081	06438129125412	06438129325416	06438129525410
259091	06438129125429	06438129325423	06438129525427
259101	06438129125436	06438129325430	06438129525434
259111	06438129125443	06438129325447	06438129525441
259121	06438129125450	06438129325454	06438129525458
259131	06438129125467	06438129325461	06438129525465
259141	06438129125474	06438129325478	06438129525472

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.