

evercare SUPRA Special leikkaustakit, steriili

REF: 259151, 259161, 259171, 259181, 259191, 259201, 259211, 259221, 259231, 259241, 259251, 259261, 259271, 259281

evercare® SUPRA leikkaustakin materiaalina on pehmeä SMS, joka on suunniteltu tarjoamaan äärimmäistä suojaa ja mukavuutta. Takki sopii toimenpiteisiin, joissa nestemäärät ovat kohtalaisia tai suuria ja käyttömukavuuden tarve suuri. SUPRA leikkaustakin materiaalissa on antistaattinen ja alkoholia hylkivä käsittely, mikä parantaa käyttäjän suojausta. Takki on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Siksi sen pakkausmateriaali on FSC-sertifioituista ja uusiutuvista lähteistä. Leikkaustakki toimitetaan optimoidussa pakkauksessa, jotta saat upean tuotteen fiksussa annostelijassa, jossa käytetään vähemmän materiaalia. Tämä tukee pyrkimyksiäsi vähentää jätteen määrää. evercare® SUPRA High Performance on vahvistettu hengittävällä materiaalilla kriittisellä alueella edessä ja hihoissa, mikä maksimoi suojan leikkaushaavan kontaminaatiota vastaan ja suojaa käyttäjää vuotavissa toimenpiteissä. Kaikki evercare® leikkaustakit suojaavat tehokkaasti kehon nesteiltä, ihohiukkasilta ja mikrobeilta. Ne on suunniteltu mukavuutta ja liikkeen helppoutta silmällä pitäen. Ne on suunniteltu mukavuutta ja liikkeen helppoutta silmällä pitäen. Niskassa on säädettävä tarranauha, joka takaa optimaalisen istuvuuden ja säädettävyyden. Laadukkaat, miellyttävät resorit ja napakka istuvuus hihansuissa. Takki on steriloitu EO-kaasulla ja pakattu helposti avattavaan yksittäispussiin. Huippuluokan pakkausjärjestelmä, jossa on käytännöllinen annostelija ja merkinnät. Yksittäispakkauksissa on irrotettavat viivakooditarrat jäljitettävyyden parantamiseksi.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Hyvä suojaus ja hengittävyys
- ▶ Supermukava ja pehmeä SMS
- ▶ Antistaattinen ja alkoholia hylkivä käsittely
- ▶ Erittäin hyvä hankauksenkesto
- ▶ Erityisen pehmeä ja joustava materiaali pääntiellä lisää käyttömukavuutta
- ▶ Vahvistukset mukavuuskerroksella sekä hihoissa että etupuolella
- ▶ Ultraäänellä saumatut saumat lisäävät käyttömukavuutta, sillä ne ovat miellyttävän ohuet
- ▶ Takissa on limittaiset selkäkappaleet ja säädettävä tarranauha niskassa, mikä mahdollistaa optimaalisen istuvuuden ja yksilöllisen säädettävyyden.
- ▶ Selkeä merkintä, jossa on koko ja suorituskykytyyppi.
- ▶ Vyössä kortti, jossa on selkeä merkintä steriili/epästeriili turvallista pukemista varten
- ▶ Kirjaittelu mahdollistaa pakkauksesta ottamisen ja pukemisen ilman kontaminaatoriskiä
- ▶ SMS-materiaalilla on vähäinen nukkaavuus
- ▶ Miellyttävä muotoilu helpottaa liikkumista
- ▶ HP-tuotevariantti soveltuu toimenpiteisiin, joissa nestemäärät ovat kohtalaisia tai suuria.




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
259151	evercare® Supra High Performance leikkaustakki, steriili, Sininen	koko M-lyhyt, steriili	18 / 36
259161	evercare® Supra High Performance leikkaustakki, steriili, Sininen	koko M, steriili	16 / 32
259171	evercare® Supra High Performance leikkaustakki, steriili, Sininen	koko L, steriili	16 / 32
259181	evercare® Supra High Performance leikkaustakki, steriili, Sininen	koko XL- lyhyt, steriili	16 / 32
259191	evercare® Supra High Performance leikkaustakki, steriili, Sininen	koko XL, steriili	14 / 28
259201	evercare® Supra High Performance leikkaustakki, steriili, Sininen	koko XXL, steriili	14 / 28
259211	evercare® Supra High Performance leikkaustakki, steriili, Sininen	Koko XXL- pitkä, steriili	10 / 20
259221	evercare® Supra High Performance leikkaustakki, steriili, Sininen	koko M-lyhyt, 2 pyyhettä, steriili	18 / 36
259231	evercare® Supra High Performance leikkaustakki, steriili, Sininen	koko M, 2 pyyhettä, steriili	16 / 32
259241	evercare® Supra High Performance leikkaustakki, steriili, Sininen	koko L, 2 pyyhettä, steriili	16 / 32
259251	evercare® Supra High Performance leikkaustakki, steriili, Sininen	koko XL- lyhyt, 2 pyyhettä, steriili	16 / 32
259261	evercare® Supra High Performance leikkaustakki, steriili, Sininen	koko XL, 2 pyyhettä, steriili	14 / 28
259271	evercare® Supra High Performance leikkaustakki, steriili, Sininen	koko XXL, 2 pyyhettä, steriili	14 / 28
259281	evercare® Supra High Performance leikkaustakki, steriili, Sininen	koko XXL- pitkä, 2 pyyhettä, steriili	10 / 20

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinnälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



REACH-asetus: Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi: EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisäätteiset vaatimukset: Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset: EN ISO 11135, EN 13795-1 High performance

Laatustandardit: EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset: EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Vartalo, hihat, vyö	PP SMS kuitukangas, sininen
Vahvistukset hihoissa ja edessä	PP-kuitukangas / hengittävä PE-kalvo, valkoinen
Ranneke	PES, joustinneule
Niskan nauha	PP-kehruukuitukangas, valkoinen
Tarranauha	PA, kudottu nauha, jossa tarranauha, valkoinen
Vyökortti	Selluloosa (ECF), valkoinen
Käärepaperi	Selluloosa (ECF), valkoinen
Ompelulanka	PES, valkoinen
Käsipyhyhe	Verkkovahvisteinen paperi, valkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa, lämpötila alle 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PA kalvo	360 x 245 x 30
Rasia	TCF tai ECF laatu	381 x 279 x 320
Kuljetuspakkaus	TCF tai ECF laatu	574 x 391 x 330
Pakkausteippi	Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
259151	06438129125207	06438129325201	06438129525205
259161	06438129125214	06438129325218	06438129525212
259171	06438129125221	06438129325225	06438129525229
259181	06438129125238	06438129325232	06438129525236
259191	06438129125245	06438129325249	06438129525243
259201	06438129125252	06438129325256	06438129525250
259211	06438129125269	06438129325263	06438129525267
259221	06438129125276	06438129325270	06438129525274
259231	06438129125283	06438129325287	06438129525281
259241	06438129125290	06438129325294	06438129525298
259251	06438129125306	06438129325300	06438129525304
259261	06438129125313	06438129325317	06438129525311
259271	06438129125320	06438129325324	06438129525328
259281	06438129125337	06438129325331	06438129525335

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.