

evercare® Suojatakki Special

REF: 2733, 2734, 2735

evercare® -suojatakki Special on miellyttävä, nesteiltä suojaava takki monenlaisiin tilanteisiin terveydenhuollon olosuhteissa. Tuote on kertakäyttöinen ja epästeriili. Erittäin mukava malli, jossa neuleresorit. Etupuolen ja hihojen laminointi lisää suojausta nesteiltä. Laminoimaton selkäkappale parantaa hengittävyttä. Helppo säätää jokaiselle sopivaksi vyötärönauhojen ja niskan tarrakiinnityksen avulla. Useita kokoja.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Etuosa ja hihat nestettä läpäisemättömät
- ▶ Joustorannekkeet
- ▶ Pakkaus 5 kpl/pussi
- ▶ Kolme kokoa
- ▶ Väri: keltainen



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
2733	Suojatakki Special, Keltainen	M, pituus 115 cm	5 / 25
2734	Suojatakki Special, Keltainen	L, pituus 135 cm	5 / 25
2735	Suojatakki Special, Keltainen	XL, pituus 145 cm	5 / 25

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkitsemiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



Not made with natural rubber latex



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisäätöiset vaatimukset:

Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset:

n/a

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 20417, EN ISO 15223-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Vartalon etuosa ja hihat	Kehrätty PP, kuitukangas, PE-laminaatti, antistaattinen, keltainen
Selkäpuoli	Kehrätty PP, kuitukangas, antistaattinen, keltainen
Vyö, niskanauha	Kehrätty PP, kuitukangas, antistaattinen, keltainen
Resori	PES, valkoinen
Niskalipuke	Pinnoitettu kuitukangas, valkoinen
Tarranauha	PA, kudottu nauha ja hakanen/silmukka, valkoinen
Ompelulanka	PES, valkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus		
Rasia	PE pussi läpinäkyvä	2733: 370 x 520 x 10 2734: 330 x 460 x 10 2735: 370 x 520 x 10
Kuljetuspakkaus	TCF tai ECF laatu	2733: 430 x 345 x 205 2734: 370 x 290 x 205 2735: 460 x 345 x 216
Pakkausteippi	PVC vapaa	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
2733	N/A	06438129311327	06438129511321
2734	N/A	06438129311334	06438129511338
2735	N/A	06438129311341	06438129511345

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.