

Pyöreä evercare® päähine Rondo Standard

REF: 2740-02, 2742-02, 2750-02, 2752-02, 2760-02, 2762-02

evercare® päähineet on suunniteltu estämään vierasesineiden, kuten hoitohenkilökunnan hiusten tai ihohiukkasten putoamista haavaan kirurgisten toimenpiteiden aikana. Pyöreä evercare® päähine Rondo Standard on valmistettu uudesta kevyestä SMS-materiaalista, joka suojaa tehokkaasti käyttäjän hiuspohjan hiukkasilta ja suojaa hyvin nesteiltä.

Polypropeenin käytön vähentäminen pienentää ympäristövaikutuksia. Rondo on edullinen päähinevalikoima, joka kattaa kaikki perustarpeet. Hoitohenkilökunta ja potilaat käyttävät Rondoa hygieniasyistä myös muissa ympäristöissä. Saatavana eri värejä ja kokoja.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Vähentää hiukkasten haavaan putoamisen riskiä
- ▶ Pienempi ympäristövaikutus
- ▶ M-, L- ja XL-koot
- ▶ Eri värejä




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
2740-02	Pyöreä päähine Rondo Standard, Vihreä	M, 48 cm	150 / 900
2742-02	Pyöreä päähine Rondo Standard, Sininen	M, 48 cm	150 / 900
2750-02	Pyöreä päähine Rondo Standard, Vihreä	L, 52 cm	150 / 900
2752-02	Pyöreä päähine Rondo Standard, Sininen	L, 52 cm	150 / 900
2760-02	Pyöreä päähine Rondo Standard, Vihreä	XL, 55 cm	150 / 900
2762-02	Pyöreä päähine Rondo Standard, Sininen	XL, 55 cm	150 / 900

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkitäiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisäätöiset vaatimukset:

Lääkitäisisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Tuotestandardien vaatimukset:

n/a

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 20417

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Päämateriaali	PP SMS -kuitukangas
Kuminauha	Lankapäälysteinen synteettinen pyöreä kumi, luonnonlateksiton
Ompelulanka	Polyesteri, valkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	N/A	N/A
Rasia	TCF laatu	280 x 270 x 180
Kuljetuspakkaus	TCF laatu	560 x 295 x 555
Pakkausteippi	PVC vapaa	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
2740-02	N/A	06438129320732	06438129520736
2742-02	N/A	06438129320756	06438129520750
2750-02	N/A	06438129320787	06438129520781
2752-02	N/A	6438129320800	6438129520804
2760-02	N/A	06438129320831	06438129520835
2762-02	N/A	06438129320855	06438129520859

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.