

## Embra® leikkauspäähine Tricolor

REF: 277003

Embra® päähineet on suunniteltu estämään vierasesineiden, kuten hoitohenkilökunnan hiusten tai ihohiukkasten putoamista haavaan kirurgisten toimenpiteiden aikana. Leikkauspäähineemme sopivat useimpiin toimenpiteisiin ja tilanteisiin, ja niitä on saatavana useita eri värejä ja malleja. Embra® leikkauspäähine Tricolorissa on leveä hikinauha koko pään ympärillä tarjoten optimaalisen imeytymisen ja mukavuuden. Erittäin suosittu päähine miellyttävän muotoilun ja hikinauhan ansiosta. Materiaalina on pehmeä ja hengittävä viskoosikuitumateriaali, ja siinä on runsaasti tilaa myös pitkille hiuksille. Takaosan kuminauha varmistaa hyvän istuvuuden.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Yleiskoko
- ▶ Leveä hikinauha pään ympärillä
- ▶ Kuminauha takana
- ▶ Peittää hyvin myös pitkät hiukset
- ▶ 80 % viskoosia, 20 % polyesteriä eli suurin osa materiaaleista on uusiutuvista luonnonvaroista
- ▶ Viskoosia kestävästä metsistä (FSC-sertifioitu) My suggestion: Viskoosi kestävästä metsistä (FSC-sertifioitu)
- ▶ Tuotanto siirretty Aasiasta Eurooppaan päästöjen vähentämiseksi entisestään
- ▶ Laadukkaat päähineet estävät vierashiukkasten, kuten hiusten ja ihopartikkeleiden putoamista haavaan kirurgisten toimenpiteiden aikana
- ▶ Hengittävä ja mukava päähine
- ▶ Helppo pukea
- ▶ Soveltuu pitkiin työvuoroihin intensiivisimmissäkin kirurgisissa toimenpiteissä
- ▶ Testattu ihon ärsytyksen, ihon herkistyneen ja in vitro sytotoksisuuden osalta EN ISO 10993




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkausko, kpl rasia/kuljetuskartonki
277003	Leikkauspäähine, Tricolor, leveä hikinauha, Sininen	Universel	50 / 300

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



### REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

### Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkinällisten laitteiden asetukset (EU) 2017/745, MDR Class I

### Laatustandardit:

EN ISO 13485

### Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 20417, EN ISO 15223-1

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Päähineen etu- ja takaosa	Viskoosikuitukangas, sininen
Päähineen yläosa	Viskoosikuitukangas, sininen
Hikinauha	Spunbond-viskoosikuitukangas, valkoinen
Kuminauha	Polyesterilanka ja syntetttinen kumi, lateksiton, valkoinen
Ompelulanka	Nailon, valkoinen

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
<b>Säilytys</b>	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
<b>Käyttöikä</b>	5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	N/A	N/A
<b>Rasia</b>	TCF tai ECF laatu	185 x 300 x 145
<b>Kuljetuspakkaus</b>	TCF tai ECF laatu	310 x 385 x 455
<b>Pakkausteippi</b>	Läpinäkyvä, PVC vapaa	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
<b>277003</b>	N/A	06438129370102	06438129570106

Embran tehtävänä on kehittää vastuullisia terveydenhuollon ratkaisuja, jotka keskittyvät ympäristövaikutusten vähentämiseen, samalla kun laatua potilaille ja hoitajille parannetaan. Yhdessä voimme tehdä positiivisen eron, joten kiitos siitä, että valitsit Embran.