

Embra[®] leikkauspäähine Kolumbus

REF: 277703

Embra[®] päähineet on suunniteltu estämään vierasesineiden, kuten hoitohenkilökunnan hiusten tai ihohiukkasten putoamista haavaan kirurgisten toimenpiteiden aikana. Leikkauspäähineemme sopivat useimpiin toimenpiteisiin ja tilanteisiin, ja niitä on saatavana useita eri värejä ja malleja. Embra[®] leikkauspäähine Kolumbusta käytetään usein silloin, kun leikkaushupun/-kypärän käyttö ei ole tarpeen. Sen etuosaa voi muotoilla ja taittaa yksilöllisten mieltymysten mukaan. Valmistettu pehmeästä ja hengittävästä viskoosikuitumateriaalista. Saatavana kahdessa eri värissä. Takaosan kuminauha varmistaa hyvän istuvuuden.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Yleiskoko
- ▶ Voidaan muotoilla/taittaa edestä
- ▶ Kuminauha takana
- ▶ 80 % viskoosia, 20 % polyesteriä eli suurin osa materiaaleista on uusiutuvista luonnonvaroista
- ▶ Viskoosia kestävästä metsistä (FSC-sertifioitu) My suggestion: Viskoosi kestävästä metsistä (FSC-sertifioitu)
- ▶ Tuotanto siirretty Aasiasta Eurooppaan päästöjen vähentämiseksi entisestään
- ▶ Laadukkaat päähineet estävät vierashiukkasten, kuten hiusten ja ihopartikkeleiden putoamista haavaan kirurgisten toimenpiteiden aikana
- ▶ Hengittävä ja mukava päähine
- ▶ Helppo pukea
- ▶ Soveltuu pitkiin työvuoroihin intensiivisimmissäkin kirurgisissa toimenpiteissä
- ▶ Testattu ihon ärsytyksen, ihon herkistyksen ja in vitro sytotoksisuuden osalta EN ISO 10993



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
277703	Leikkauspäähine Kolumbus, Sininen	Universal	100 / 600

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkitsemiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



Not made with natural rubber latex



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkitsemisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 20417, EN ISO 15223-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Päämateriaali	Viskoosikuitukangas, sininen
Kuminauha	Polyesterilanka ja syntetttinen kumi, lateksiton, valkoinen
Ompelulanka	Nailon, valkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	N/A	N/A
Rasia	TCF tai ECF laatu	185 x 300 x 145
Kuljetuspakkaus	TCF tai ECF laatu	310 x 385 x 455
Pakkausteippi	Läpinäkyvä, PVC vapaa	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
277703	N/A	06438129370119	06438129570113

Embran tehtävänä on kehittää vastuullisia terveydenhuollon ratkaisuja, jotka keskittyvät ympäristövaikutusten vähentämiseen, samalla kun laatua potilaille ja hoitajille parannetaan. Yhdessä voimme tehdä positiivisen eron, joten kiitos siitä, että valitsit Embran.