

Embra® leikkaushuppu Valiant

REF: 278003

Embra® päähineet on suunniteltu estämään vierasesineiden, kuten hoitohenkilökunnan hiusten tai ihohiukkasten putoamista haavaan kirurgisten toimenpiteiden aikana. Näissä hyvin suosituissa leikkaushupuissa on erilaisia erikoisominaisuuksia ja -malleja, kuten mukavuutta lisäävä integroitu hikinauha tai helposti puettava malli. Hartiasuojalla varustettu Embra® leikkaushuppu Valiant on pehmeää ja hengittävää viskoosikuitumateriaalia. Valiant-mallissa on leveä hikinauha otsan ja poskien kohdalla, mikä lisää käyttömukavuutta. Yleiskoko, jossa on pehmeä reunus kasvojen ympärillä ja solmimisnauhat, joilla voi säätää istuvuutta yksilöllisesti.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Yleiskoko
- ▶ Hartiasuoja
- ▶ Integroitu hikinauha
- ▶ Solmittavat nauhat
- ▶ 80 % viskoosia, 20 % polyesteriä eli suurin osa materiaaleista on uusiutuvista luonnonvaroista
- ▶ Viskoosia kestävästä metsistä (FSC-sertifioitu) My suggestion: Viskoosi kestävästä metsistä (FSC-sertifioitu)
- ▶ Tuotanto siirretty Aasiasta Eurooppaan päästöjen vähentämiseksi entisestään
- ▶ Laadukkaat päähineet estävät vierashiukkasten, kuten hiusten ja ihopartikkeleiden putoamista haavaan kirurgisten toimenpiteiden aikana
- ▶ Hengittävä ja mukava päähine
- ▶ Helppo pukea
- ▶ Soveltuu pitkiin työvuoroihin intensiivisimmissäkin kirurgisissa toimenpiteissä
- ▶ Testattu ihon ärsytyksen, ihon herkistyksen ja in vitro sytotoksisuuden osalta EN ISO 10993



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
278003	Kirurginen huppu Valiant, olkapääsuojaus, sidottava, kookas hikinauha, Sininen	Universal	50 / 300

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkitsemiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



Not made with natural rubber latex



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkitsemisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 20417, EN ISO 15223-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Päämateriaali	Viskoosikuitukangas, sininen
Hikinauha ja kasvovuori	Spunbond-viskoosikuitukangas, valkoinen
Kuminauha	Nailon ja synteettinen kumi, valkoinen
Solmimisnauhat	PP-kehruukuitukangas, valkoinen
Ompelulanka	Nailon ja kehrätty polyesteri, valkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	N/A	N/A
Rasia	TCF tai ECF laatu	185 x 300 x 145
Kuljetuspakkaus	TCF tai ECF laatu	310 x 385 x 455
Pakkausteippi	Läpinäkyvä, PVC vapaa	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
278003	N/A	06438129370188	06438129570182

Embran tehtävänä on kehittää vastuullisia terveydenhuollon ratkaisuja, jotka keskittyvät ympäristövaikutusten vähentämiseen, samalla kun laatua potilaille ja hoitajille parannetaan. Yhdessä voimme tehdä positiivisen eron, joten kiitos siitä, että valitsit Embran.