

## Embra<sup>®</sup> leikkauspäähine Tristan

REF: 279103

Embra<sup>®</sup> päähineet on suunniteltu estämään vierasesineiden, kuten hoitohenkilökunnan hiusten tai ihohiukkasten putoamista haavaan kirurgisten toimenpiteiden aikana. Leikkauspäähineemme sopivat useimpiin toimenpiteisiin ja tilanteisiin, ja niitä on saatavana useita eri värejä ja malleja. Embra<sup>®</sup> leikkauspäähine Tristan on suosittu malli Yhdysvalloissa. Sen pienempi malli ei peitä korvia ja pitkiä hiuksia kokonaan. Valmistettu pehmeästä ja hengittävästä viskoosikuitumateriaalista. Päähineen yläosa on ohuempaa (valkoista) kuitukangasta, mikä parantaa hengittävyttä. Takaosan solmimisnauha mahdollistaa yksilöllisen istuvuuden.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Yleiskoko
- ▶ Päähineen yläosa on ohuempaa kuitukangasta, mikä parantaa hengittävyttä
- ▶ Takaosan solmimisnauha takaa hyvän istuvuuden
- ▶ 80 % viskoosia, 20 % polyesteriä eli suurin osa materiaaleista on uusiutuvista luonnonvaroista
- ▶ Viskoosia kestävästä metsistä (FSC-sertifioitu) My suggestion: Viskoosi kestävästä metsistä (FSC-sertifioitu)
- ▶ Tuotanto siirretty Aasiasta Eurooppaan päästöjen vähentämiseksi entisestään
- ▶ Laadukkaat päähineet estävät vierashiukkasten, kuten hiusten ja ihopartikkeleiden putoamista haavaan kirurgisten toimenpiteiden aikana
- ▶ Hengittävä ja mukava päähine
- ▶ Helppo pukea
- ▶ Soveltuu pitkiin työvuoroihin intensiivisimmissäkin kirurgisissa toimenpiteissä
- ▶ Testattu ihon ärsytyksen, ihon herkistyksen ja in vitro sytotoksisuuden osalta EN ISO 10993




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
279103	Leikkauspäähine Tristan, Vihreä	Universel	100 / 600

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkitsemiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



### REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

### Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745, MDR Class I

### Laatustandardit:

EN ISO 13485

### Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 20417, EN ISO 15223-1

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Runko	Viskoosikuitukangas, vihreä
Päähine	PP-kehruukuitukangas, valkoinen
Solmimisnauhat	Kehrätty PP, kuitukangas, valkoinen
Ompelulanka	Nailon ja polyesteri, valkoinen

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
<b>Säilytys</b>	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
<b>Käyttöikä</b>	5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	N/A	N/A
<b>Rasia</b>	TCF tai ECF laatu	185 x 300 x 145
<b>Kuljetuspakkaus</b>	TCF tai ECF laatu	310 x 385 x 455
<b>Pakkausteippi</b>	Läpinäkyvä, PVC vapaa	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
<b>279103</b>	N/A	06438129370157	06438129570151

Embran tehtävänä on kehittää vastuullisia terveydenhuollon ratkaisuja, jotka keskittyvät ympäristövaikutusten vähentämiseen, samalla kun laatua potilaille ja hoitajille parannetaan. Yhdessä voimme tehdä positiivisen eron, joten kiitos siitä, että valitsit Embran.