

## evercare® lääketieteellinen kasvosuoja korvalenkeillä, tyyppi IIR

REF: 2881

evercare® kasvosuoja, korvalenkit, tyyppi II R, minimoi tartunnanaiheuttajien suoran siirtymisen hoitohenkilökunnan ja potilaan välillä. Se on roiskeenkestävä kasvosuoja, joka suojaa mahdollisesti kontaminoituneilta nesteroiskeilta. Suositellaan käyttöön runsaasti nesteitä sisältävissä operaatioissa. Moniin kasvosuojiiin verrattuna tämä suoja on hieman lyhyempi, mutta avattuna myös leveämpi. Sivuosien muotoilun ja korvalenkkien kiinnityksen ansiosta suoja istuu paremmin ja sen sivut päästävät vähemmän ilmaa sisään. Näiden ominaisuuksien ansiosta suoja on kuppimaisempi ja mukautuu siten kasvojen mukaan hyvin peittäen samalla nenän ja suun paremmin.

## Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ EN 14683:2019
- ▶ Bakteriensuodatuskyky (BFE) ≥ 98 %
- ▶ Kertakäyttöinen
- ▶ Taipuva nenätuki varmistaa istuvuuden
- ▶ Roiskevesisuoja
- ▶ Muotoiltu istumaan paremmin käyttäjän kasvoille



Korvasilmukka



Roiskevesisuoja

Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
2881	Kasvosuoja korvalenkeillä, tyyppi IIR, epästeriili, Valkoinen	165 x 90 mm	50 / 2500

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkitäiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



Not made with natural rubber latex



### REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

### Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### Lakisäätöiset vaatimukset:

Lääkitäisisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

### Tuotestandardien vaatimukset:

EN 14683:2019, Type IIR, Bacterial Filtration Efficiency (BFE)  $\geq 98\%$

### Laatustandardit:

EN ISO 13485

### Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Ulkopinta	PP-kehruukuitukangas, valkoinen
Suodatinmateriaali	Sulapuhallettu PP, kuitukangas, valkoinen
Sisäpinta	Kehrätty PP, kuitukangas, valkoinen
Joustavat korvalenkit	Spandex, polyesteri ja polyamidi, lateksiton, valkoinen
Nenätuki	100 % PE, 105 mm

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
<b>Säilytys</b>	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
<b>Käyttöikä</b>	5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	N/A	N/A
<b>Rasia</b>	PE pussi, Kartonki, TCF tai ECF laatu	188 x 98 x 92
<b>Kuljetuspakkaus</b>	Kartonki, TCF tai ECF laatu	515 x 395 x 485
<b>Pakkausteippi</b>	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
<b>2881</b>	N/A	06438129324563	06438129324567

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.