

## evercare® kasv suoja, solmimis nauhat, tyyppi IIR

REF: 2884

evercare® kasv suoja, solmimis nauhat, tyyppi II R tarjoaa suojaa, joka minimoi tartunnanaiheuttajien suoran siirtymisen hoitohenkilökunnan ja potilaan välillä. Se on roiskeenkestävä kasv suoja, joka suojaa mahdollisesti kontaminoituneilta nesteis keiltilta. Suositellaan käyttöön runsaasti nesteitä sisältävissä operaatioissa.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ EN 14683:2019
- ▶ Bakteriensuodatuskyky (BFE) ≥ 98 %
- ▶ Kertakäyttöinen
- ▶ Taipuva nenätuki varmistaa istuvuuden
- ▶ Roiskevesisuoja
- ▶ Väri: Ulkopuoli sininen, sisäpuoli valkoinen
- ▶ Anatominen laskostaitto, joka vähentää ilman vuotamista sisäänpäin



Solmittavat nauhat



Roiskevesisuoja

Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
2884	Kasvosuoja, solmimis nauhat, tyyppi IIR, epästeriili, Sininen	175 x 95 mm	50 / 1200

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkitsemiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



**REACH-asetus:** Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

**Biologinen arviointi:** EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

**Lakisääteiset vaatimukset:** Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

**Tuotestandardien vaatimukset:** EN 14683:2019, Type IIR, Bacterial Filtration Efficiency (BFE)  $\geq 98\%$

**Laatustandardit:** EN ISO 13485

**Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:** EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Ulkopinta	PP-kehruukuitukangas, sininen
Suodatinmateriaali	Sulapuhallettu PP, kuitukangas, valkoinen
Sisäpinta	Kehrätty PP, kuitukangas, valkoinen
Solmittavat nauhat	PP-kehruukuitukangas, valkoinen, ylä-/alapituus 400 mm
Nenätuki	100 % PE, 110 mm

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
<b>Säilytys</b>	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
<b>Käyttöikä</b>	5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	N/A	N/A
<b>Rasia</b>	Päällystetty paperi	190 x 105 x 140
<b>Kuljetuspakkaus</b>	Kartonki, TCF tai ECF laatu	780 x 335 x 300
<b>Pakkausteippi</b>	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
<b>2884</b>	N/A	06438129324648	06438129324642

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.