

Produktdatablad

Produkter med röntgentråd

Op-tork med röntgentråd,
gasväv, steril
REF 3101, 3102, 3103, 3104, 3105



Page 1 (3)

Version: 16.01.2013, rev. 1

Tryckt: 14.5.2013

REF	Storlek	Färgkod
3101	0	orange
3102	1	gul
3103	3	blå
3104	4	grå
3105	5	svart



3101

CE0434

Producerad i enlighet med legala föreskrifter för medicintekniska produkter

EO steriliserad enligt senast uppdaterad version av ISO 11135 standard

NATURAL LATEX FREE

Komponenter:

Material
Röntgentråd
Kontrolletikett

Material

Gasväv av bomull 100 %
Röntgentråd, inkapslad i bariumsulfat, DEHP-fri PVC, svart
Bestruket papper

REACH föreskrifter:

Produkt som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Egenskaper/Indikationer:

En högkvalitativ röntgendetektbar op-tork tillverkad i gasväv. Varje op-tork hålls på plats i sitt eget fack och är dubbelpackade i 2-lagers peel-open förpackning. Färgkodade för enkel identifiering och ett numeriskt kontrollsystem för kontrollräkning

Hållbarhetstid:

5 år

Antal per förpackning & mått dispenserlåda/transportlåda:

REF	Antal/ enhetsförp.	Antal/ dispenserlåda	Antal/ Transportf.	Mått Dispenserlåda (mm)	Mått Transportlåda (mm)
3101	5	140	1120	185x165x180	380x370x340
3102	5	105	840	185x165x180	380x370x340
3103	5	90	720	185x165x180	380x370x340
3104	5	70	560	185x165x180	380x370x340
3105	5	70	560	185x165x180	380x370x340

Produktdatablad

Produkter med röntgentråd

Op-tork med röntgentråd,
gasväv, steril
REF 3101, 3102, 3103, 3104, 3105



Page 2 (3)

Version: 16.01.2013, rev. 1

Tryckt: 14.5.2013

MBE (minsta beställningsbara enhet):	Transportlåda
Enhetsförpackning:	Papper godkänt för sterilisering, medicinskt bruk /PA/PE film
Dispenserlåda:	Kartong ECF (eller TCF)
Transportlåda:	Kartong ECF (eller TCF)
Packtejp:	PVC-fri
I enlighet med legala krav för:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class IIa
Produktkrav:	I enlighet med EN 14079
Biokompatibilitetkrav:	I enlighet med EN 10993-5: 1999 och EN 10993-10: 2002
Kvalitetskrav:	I enlighet med ISO13485
Etikettinformation:	I enlighet med EN ISO 15223-1 and EN 1041
Förvaringsrekommendation:	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering:	Energiåtervinning eller blandat avfall

Strekkoder: Enhetsförpackning	Dispenserlåda	Transportförpackning
6438129114270 3101 single  6 438129 114270	6438129314274 3101 dispenser  6 438129 314274	6438129514278 3101 carton  6 438129 514278
6438129114287 3102 single  6 438129 114287	6438129314281 3102 dispenser  6 438129 314281	6438129514285 3102 carton  6 438129 514285

Produktdatablad

Produkter med röntgentråd

Op-tork med röntgentråd,
gasväv, steril
REF 3101, 3102, 3103, 3104, 3105



Page 3 (3)

Version: 16.01.2013, rev. 1

Tryckt: 14.5.2013

6438129114294 3103 single  6 438129 114294	6438129314298 3103 dispenser  6 438129 314298	6438129514292 3103 carton  6 438129 514292
6438129114300 3104 single  6 438129 114300	6438129314304 3104 dispenser  6 438129 314304	6438129514308 3104 carton  6 438129 514308
6438129114317 3105 single  6 438129 114317	6438129314311 3105 dispenser  6 438129 314311	6438129514315 3105 carton  6 438129 514315