

evercare[®] -laastarirulla

REF: 4645, 4646

evercare[®] -laastarirulla on pehmeää kuitukangasta, jossa on keskellä imukykyinen haavatyyny. Imukykyisessä osassa on haavaan tarttumaton pinta. Suunniteltu pienten haavojen suojaamiseen ja hoitoon.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Rulla
- ▶ Itsekiinnittyvä
- ▶ Keskellä imukykyinen haavatyyny



| Tuotenumero | Kuvaus | Koko | Pakkausko, kpl rasia/kuljetuskartonki |
|-------------|-------------------|------------|--|
| 4645 | Kangasteippirulla | 4 cm x 5 m | 1 / 32 |
| 4646 | Kangasteippirulla | 8 cm x 5 m | 1 / 32 |

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkitäiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



Not made with
natural rubber latex



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkitäislisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkauksivaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiaali

| Tuotteen osa | Raaka-aine & ominaisuudet |
|------------------------|--|
| Selkäaine | 100 % polyesteri, spunlance-kuitukangas, vettä hylkivä |
| Pinnoite | Paineherkkä liima, polyakryyli, lateksiton |
| Imukykyinen haavatyyny | 70 % viskoosi ja 30 % polyesteri, valkoinen |
| Irrokepaperi | Pinnoitettu paperi, valkoinen |

Varoitukset ja suositukset

| | |
|---------------------|---|
| Varoitukset | Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan. |
| Säilytys | Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta. |
| Hävittäminen | Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti |
| Käyttöikä | 3 vuotta |

Pakkaustiedot

| Pakkaus | Materiaali | Koko (P x L x K) mm |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| Yksittäispakkaus | N/A | N/A |
| Rasia | Kartonki, TCF tai ECF laatu | 4645: 47 x 112 x 110 4646: 88 x 112 x 110 |
| Kuljetuspakkaus | Kartonki, TCF tai ECF laatu | 4645: 405 x 245 x 240 4646: 470 x 375 x 240 |
| Pakkausteippi | PVC vapaa, Läpinäkyvä | N/A |

Viivakoodit / UDI-DI

| Tuotenumero | Yksittäispakkaus | Rasia | Kuljetuspakkaus |
|-------------|------------------|----------------|-----------------|
| 4645 | N/A | 06438129315509 | 06438129515503 |
| 4646 | N/A | 06438129315516 | 06438129515510 |

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.