

## evercare® läpinäkyvät IV-kalvosidokset, vahvistettu, steriili

REF: 4740

evercare® Comfort I.V. -sidokset, vahvistettu, steriili, on suunniteltu haavan hoitoon tai kanyylin kiinnittämiseen. Kalvosidos ylläpitää optimaalista kosteustasoa hoidettavalla alueella ja suojaa samalla pölyltä, vedeltä ja bakteereilta. Polyuretaanikalvo (PU) on koostumukseltaan puoliläpäisevä, joten potilas voi käydä suihkussa, mikä vähentää haavan kontaminaatoriskiä. Sidoksen läpinäkyvyys mahdollistaa haavan silmämääräisen tarkkailun sidosta poistamatta. Sidos irtoaa rakenteensa ansiosta kivuttomasti. Läpinäkyvä kalvomateriaali on vahvistettu kuitukankaalla toiselta puolelta vahvistamaan kiinnitystä.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Pehmeä ja joustava
- ▶ Hengittävä materiaali
- ▶ Akrylipohjainen liima
- ▶ Helppokäyttöinen yksittäispussi
- ▶ Tehokas suoja haavaeritettä, vettä ja bakteereja vastaan
- ▶ Primäärisidos kanyylin kiinnittämiseen
- ▶ Sisältää lisäteippejä I.V.-kohtaan kiinnitystä varten
- ▶ Vahvistettu, halkio
- ▶ Korkea MVTR-kerroin




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
4740	Läpinäkyvät IV-kalvosidokset, vahvistettu, steriili, Läpinäkyvä	7 x 9 cm	100 / 1200

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



**REACH-asetus:** Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

**Biologinen arviointi:** EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10  
EN ISO 10993-11

**Lakisäätteiset vaatimukset:** Lääkinällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

**Tuotestandardien vaatimukset:** EN ISO 11135, EN ISO 11737-1, EN 13726-2, EN 13726-4

**Laatustandardit:** EN ISO 13485

**Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:** EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Selkäaine	Läpinäkyvä PU-kalvo, hengittävä
Pinnoite	Liutinpohjainen akryyliliima, läpinäkyvä, hengittävä
Vahvistettu selkäaine	PET-kuitukangas, valkoinen
Pinnoitteen vahvike	Liutinpohjainen akryyliliima, läpinäkyvä, hengittävä
Irrokepaperi	Lääkintäkäyttöön tarkoitettu paperi, silikonipinnoite, valkoinen
Taustapaperin irrokekalvo	PE/PET- tai PP-kalvo, läpinäkyvä
Päiväysmerkintä	Kuitukangas ja liima, valkoinen

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
<b>Säilytys</b>	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 15 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
<b>Käyttöikä</b>	3 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	155 x 98
<b>Rasia</b>	Kartonki, TCF tai ECF laatu	105 x 100 x 160
<b>Kuljetuspakkaus</b>	Kartonki, TCF tai ECF laatu	350 x 250 x 330
<b>Pakkausteippi</b>	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
<b>4740</b>	06438129124354	06438129324358	06438129524352

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.