

## Tutkimuskäsine, Vinyl SENSITIVE

REF: 6357, 6358

Puuteriton, ftalaatiton, kertakäyttöinen vinyylitutkimuskäsine.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Molempikätinen, rullareuna
- ▶ Ftalaatiton, puuteriton, lateksiton
- ▶ Hyvä vaihtoehto tyyppin I ja kiihdytelisäaineisiin liittyvää tyyppin IV allergiaa sairastaville.
- ▶ Käsineelle on myönnetty Normpack sertifikaatti



### Käyttösuositukset





Yleissiivous



Terveydenhoito,  
osastot



Potilaspesu

Tuotenumero	Kuvaus	Kokokoodi	Kokonaispituus	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
6357	Tutkimuskäsine, Vinyl SENSITIVE, M, Kirkas		240 mm	10 / 480
6358	Tutkimuskäsine, Vinyl SENSITIVE, L, Kirkas		240 mm	10 / 480

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkitsemiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.

CE MD LATEX FREE   EN 455

<b>REACH-asetus:</b>	Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.
<b>Läpäisemättömyys:</b>	AQL 1.5
<b>Mekaaninen lujuus (N):</b>	≥ 3.6 N (ennen ja jälkeen nopeutetun ikääntymistestin)
<b>Biologinen arviointi:</b>	Jäännöspuuterin kokonaismäärä puuterittomalle käsineelle: < 2 mg/glove Sytotoksisuus testattu EN ISO 10993-5 mukaisesti Ihon herkistyminen ja ihoärsytys testattu EN ISO 10993-10 mukaisesti
<b>Lakisääteiset vaatimukset:</b>	Lääkitsemisten laitteiden asetus (EU) 2017/745
<b>Tuotestandardien vaatimukset:</b>	EN 455: 1 – 4
<b>Elintarviketurvallisuus:</b>	EU asetuksen 1935/2004 ja 10/2011 mukaisesti käsine sopii kaikkien paitsi rasvaisten elintarvikkeiden käsittelyyn
<b>Muut käytetyt testit:</b>	Virusläpäisevyys standardin ASTM F 1671 mukainen
<b>Laatustandardit:</b>	EN ISO 13485
<b>Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:</b>	EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
<b>Kämmen</b>	Polyvinyylikloridi, yksinkertainen paksuus min. 0,08 mm
<b>Sormi</b>	Polyvinyylikloridi, yksinkertainen paksuus min. 0,08 mm

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
<b>Säilytys</b>	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
<b>Käyttöikä</b>	5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	N/A	N/A
<b>Rasia</b>	Aaltopahvi, TCF tai ECF laatu	90 x 45 x 125
<b>Kuljetuspakkaus</b>	Aaltopahvi, TCF tai ECF laatu	378 x 285 x 265
<b>Pakkausteippi</b>	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
<b>6357</b>	N/A	06438129311051	06438129511055
<b>6358</b>	N/A	06438129311068	06438129511062

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.