

## Tutkimuskäsine, Nitrile SKY

REF: 6400, 6401, 6402, 6403, 6404

Nitriilitutkimus- ja -suojakäsine, kertakäyttöinen, sininen.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Puuteriton, molempikäätinen, rullareuna.
- ▶ Käsineen mikrokarhennetut sormenpäät takaavat erinomaisen pidon ja tuntuman sekä kuivana että märkinä.
- ▶ Erinomainen istuvuus, helppo pukea ja riisua.
- ▶ Erinomainen kestävyys.
- ▶ Mikroreikien AQL 1.0 -luokituksella korkeampaa laatua ja lisää suojaa.
- ▶ Erinomaiset ominaisuudet suojaamaan mikrobeilta.
- ▶ Suojaa useilta tavanomaisilta kemikaaleilta.
- ▶ Lateksiton, puuteriton, erinomainen vaihtoehto tyypin I allergiaa sairastaville.



### Käyttösuositukset



Tehohoito



Pintojen desinfiointi








Sairaalaboratoriot



Lääkkeiden annostelu, apteekit



Hyvä suoja tartunnoilta

Tuotenumero	Kuvaus	Kokokoodi	Kokonaispituus	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
6400	Tutkimuskäsine, Nitrile SKY, sininen, XS, Sininen		240 mm	100 / 1000
6401	Tutkimuskäsine, Nitrile SKY, sininen, S, Sininen		240 mm	100 / 1000
6402	Tutkimuskäsine, Nitrile SKY, sininen, M, Sininen		240 mm	100 / 1000
6403	Tutkimuskäsine, Nitrile SKY, sininen, L, Sininen		240 mm	100 / 1000
6404	Tutkimuskäsine, Nitrile SKY, sininen, XL, Sininen		240 mm	100 / 1000

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle ja henkilökohtaisille suojaimeille annetut lainsäädännön vaatimukset.



**REACH-asetus:** Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

**Läpäisemättömyys:** AQL 1.0

**Mekaaninen lujuus (N):**  $\geq 6.0$  N (ennen ja jälkeen nopeutetun ikääntymistestin)

**Biologinen arviointi:** Sytotoksisuus testattu EN ISO 10993-5 mukaisesti  
Ihon herkistyminen ja ihoärsytys testattu EN ISO 10993-10 mukaisesti

**Lakisäätöiset vaatimukset:** Lääkinällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745  
Henkilösuojainasetus (EU) 2016/425, PPE R category III. EU vaatimustenmukaisuusvakuutus henkilökohtaisille suojaimeille: <https://www.evercare-medical.com/about-us>

**Tuotestandardien vaatimukset:** EN 455: 1 – 4

**Kemiallinen resistanssi:** Testattu EN 16523-1 mukaisesti

**Elintarviketurvallisuus:** EU asetuksen 1935/2004 mukaisesti käsine sopii kaikkien elintarvikkeiden käsittelyyn

**Muut käytetyt testit:** Ilma- ja vesivuoto standardin EN 374-2 (taso 2) mukainen  
Kemikaalijäämät  
Sorminäppäryys, pituus ja pH standardin EN 420 mukaisia  
Mekaaninen suorituskky standardin EN 388 mukainen  
Mikrobiologinen laatu  
RoHS-vaatimustenmukaisuus  
Kemikaalinkestävyys standardin EN 374-4 mukainen  
Virusläpäisevyys EN 374-5- ja ASTM F1671 -standardien mukainen

**Laatustandardit:** EN ISO 13485

**Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:** EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 420

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Kämmen	Acrylonitrile-butadiene (Nitriili), yksinkertainen paksuus min. 0,07 mm
Sormi	Acrylonitrile-butadiene (Nitriili), yksinkertainen paksuus min. 0,11 mm

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan. Tuote sisältää dithiokarbamaattia, älä käytä jos olet allerginen tai herkistynyt kyseiselle aineelle.
<b>Säilytys</b>	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
<b>Käyttöikä</b>	5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	N/A	N/A
<b>Rasia</b>	Selluloosa, TCF laatu	240 x 120 x 70
<b>Kuljetuspakkaus</b>	Selluloosa, TCF laatu	360 x 250 x 250
<b>Pakkausteippi</b>	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
<b>6400</b>	N/A	06438129313000	06438129513004
<b>6401</b>	N/A	06438129313017	06438129513011
<b>6402</b>	N/A	06438129313024	06438129513028
<b>6403</b>	N/A	06438129313031	06438129513035
<b>6404</b>	N/A	06438129313048	06438129513042

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.