

Tutkimuskäsine, Nitrile SVEA

REF: 6415, 6416, 6417, 6418, 6419

Nitriilitutkimus- ja -suojakäsine, kertakäyttöinen, sininen/liila.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Puuteriton, molempikätin, rullareuna.
- ▶ Käsineen mikrokarhennetut sormenpäät takaavat erinomaisen pidon ja tuntuman sekä kuivana että märkänä.
- ▶ Erinomainen istuvuus, helppo pukea ja riisua.
- ▶ Helposti erottuva käsineväri terveydenhuoltoon.
- ▶ Mikroreikien AQL 1.0 -luokituksella korkeampaa laatua ja lisää suojaa.
- ▶ Erinomaiset ominaisuudet suojaamaan mikrobeilta.
- ▶ Suojaa useilta tavanomaisilta kemikaaleilta.
- ▶ Lateksiton, puuteriton, erinomainen vaihtoehto tyypin I allergiaa sairastaville.



Käyttösuositukset



Tehohoito



Pintojen desinfiointi



Hammashoito








Sairaalalaboratoriot



Lääkkeiden annostelu, apteekit



Hyvä suoja tartunnoilta

Tuotenumero	Kuvaus	Kokokoodi	Kokonaispituus	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
6415	Tutkimuskäsine, Nitrile SVEA, sininen, XS, Sininen/Liila		240 mm	150 / 1500
6416	Tutkimuskäsine, Nitrile SVEA, sininen, S, Sininen/Liila		240 mm	150 / 1500
6417	Tutkimuskäsine, Nitrile SVEA, sininen, M, Sininen/Liila		240 mm	150 / 1500
6418	Tutkimuskäsine, Nitrile SVEA, sininen, L, Sininen/Liila		240 mm	150 / 1500
6419	Tutkimuskäsine, Nitrile SVEA, sininen, XL, Sininen/Liila		240 mm	150 / 1500

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle ja henkilökohtaisille suojaimeille annetut lainsäädännön vaatimukset.



REACH-asetus: Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Läpäisemättömyys: AQL 1.0

Mekaaninen lujuus (N): ≥ 6.0 N (ennen ja jälkeen nopeutetun ikääntymistestin)

Biologinen arviointi: Sytotoksisuus testattu EN ISO 10993-5 mukaisesti
Ihon herkistyminen ja ihoärsytys testattu EN ISO 10993-10 mukaisesti

Lakisäätöiset vaatimukset: Lääkinällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745
Henkilösuojainasetus (EU) 2016/425, PPE R category III. EU vaatimustenmukaisuusvakuutus henkilökohtaisille suojaimeille: <https://www.evercare-medical.com/about-us>

Tuotestandardien vaatimukset: EN 455: 1 – 4

Kemiallinen resistanssi: Testattu EN 16523-1 mukaisesti

Elintarviketurvallisuus: EU asetuksen 1935/2004 mukaisesti käsine sopii kaikkien elintarvikkeiden käsittelyyn

Muut käytetyt testit: Ilma- ja vesivuoto standardin EN 374-2 (taso 2) mukainen
Kemikaalijäämät
Sorminäppäryys, pituus ja pH standardin EN 420 mukaisia
Mekaaninen suorituskky standardin EN 388 mukainen
Mikrobiologinen laatu
RoHS-vaatimustenmukaisuus
Kemikaalinkestävyys standardin EN 374-4 mukainen
Virusläpäisevyys EN 374-5- ja ASTM F1671 -standardien mukainen

Laatustandardit: EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN 420

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Kämmen	Acrylonitrile-butadiene (Nitriili), yksinkertainen paksuus min. 0,07 mm
Sormi	Acrylonitrile-butadiene (Nitriili), yksinkertainen paksuus min. 0,10 mm

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan. Tuote sisältää dithiokarbamaattia, älä käytä jos olet allerginen tai herkistynyt kyseiselle aineelle.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	N/A	N/A
Rasia	Selluloosa, TCF laatu	240 x 120 x 75
Kuljetuspakkaus	Selluloosa, TCF laatu	385 x 250 x 250
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
6415	N/A	06438129313109	06438129513103
6416	N/A	06438129313116	06438129513110
6417	N/A	06438129313123	06438129513127
6418	N/A	06438129313130	06438129513134
6419	N/A	06438129313147	06438129513141

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.