

# evercare® Tutkimuskäsine, SATIN X-LONG

REF: 6520, 6521, 6522, 6523, 6524

Nitriilitutkimus- ja -suojakäsine, kertakäyttöinen, pitkävärtinen

## Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Puuteriton, molempikätininen, rullareuna.
- ▶ Käsineen mikrokarhennetut sormenpäät takaavat erinomaisen pidon ja tuntuman sekä kuivana että märkänä.
- ▶ Erinomainen istuvuus ja käyttömukavuus.
- ▶ Joustava ja tukeva erityispitkä ranneosa.
- ▶ AQL 1.0 varmistaa korkean laadun
- ▶ Erinomaiset ominaisuudet suojaamaan mikrobeilta. Suojaa useilta tavanomaisilta kemikaaleilta.
- ▶ Lateksiton ja puuteriton. Hyvä vaihtoehto tyyppin I allergiaa sairastaville.



## Käyttösuositukset



Terveystenhoito,  
osastot








Pintojen  
desinfiointi



Lääkkeiden  
annostelu, apteekit



Hyvä suoja  
tartunnoilta

Tuotenumero	Kuvaus	Kokokoodi	Kokonaispituus	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
6520	Tutkimuskäsine, Nitrile SATIN X-LONG, XS, Valkoinen		295 mm	100 / 1000
6521	Tutkimuskäsine, Nitrile SATIN X-LONG, S, Valkoinen		295 mm	100 / 1000
6522	Tutkimuskäsine, Nitrile SATIN X-LONG, M, Valkoinen		295 mm	100 / 1000
6523	Tutkimuskäsine, Nitrile SATIN X-LONG, L, Valkoinen		295 mm	100 / 1000
6524	Tutkimuskäsine, Nitrile SATIN X-LONG, XL, Valkoinen		295 mm	100 / 1000

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle ja henkilökohtaisille suojaimeille annetut lainsäädännön vaatimukset.



**REACH-asetus:** Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

**Läpäisemättömyys:** AQL 1.0

**Mekaaninen lujuus (N):**  $\geq 6.0$  N (ennen ja jälkeen nopeutetun ikääntymistestin)

**Biologinen arviointi:** EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

**Lakisäätteiset vaatimukset:** Lääkinällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745  
Henkilösuojainasetus (EU) 2016/425, PPE R category III. EU vaatimustenmukaisuusvakuutus henkilökohtaisille suojaimeille: <https://www.evercare-medical.com/about-us>

**Tuotestandardien vaatimukset:** EN 455: 1 – 4

**Kemiallinen resistanssi:** Testattu EN 16523-1 mukaisesti

**Elintarviketurvallisuus:** EU asetuksen 1935/2004 mukaisesti käsine sopii kaikkien elintarvikkeiden käsittelyyn

**Muut käytetyt testit:** Ilma- ja vesivuoto standardin EN 374-2 (taso 2) mukainen  
Kemikaalijäämät  
Sorminäppäryys, pituus ja pH standardin EN 420 mukaisia  
Mekaaninen suorituskky standardin EN 388 mukainen  
Mikrobiologinen laatu  
RoHS-vaatimustenmukaisuus  
Kemikaalinkestävyys standardin EN 374-4 mukainen  
Virusläpäisevyys EN 374-5- ja ASTM F1671 -standardien mukainen

**Laatustandardit:** EN ISO 13485

**Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:** EN ISO 15223-1, EN 420, EN ISO 20417

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Kämmen:	Akrylonitriilibutadieeni (nitrili), yksinkertainen paksuus min. 0,07 mm
Sormi:	Akrylonitriilibutadieeni (nitrili), yksinkertainen paksuus min. 0,10 mm

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan. Tuote sisältää dithiokarbamaattia, älä käytä jos olet allerginen tai herkistynyt kyseiselle aineelle.
<b>Säilytys</b>	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
<b>Käyttöikä</b>	5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	N/A	N/A
<b>Rasia</b>	TCF laatu	260 x 125 x 64
<b>Kuljetuspakkaus</b>	TCF laatu	335 x 260 x 266
<b>Pakkausteippi</b>	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
<b>6520</b>	N/A	06438129325539	06438129525533
<b>6521</b>	N/A	06438129325546	06438129525540
<b>6522</b>	N/A	06438129325553	06438129525557
<b>6523</b>	N/A	06438129325560	06438129525564
<b>6524</b>	N/A	06438129325577	06438129525571

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.