

# Tutkimuskäsine, Nitrile SATIN X-LONG

Tuotenumerot: 6520, 6521, 6522, 6523 ja 6524

**Nitriilitutkimus- ja -suojakäsine, kertakäyttöinen, valkoinen.**

## Tärkeimmät ominaisuudet:

- ▶ Puuteriton, molempikäsinen, rullareuna.
- ▶ Käsineen mikrokarhennetut sormenpäät takaavat erin- omaisen pidon ja tuntuman sekä kuivana että märkänä.
- ▶ Erinomainen istuvuus ja käyttömukavuus.
- ▶ Joustava ja tukeva erityispitkä ranneosa.
- ▶ Erinomaiset ominaisuudet suojaamaan mikrobeilta. Suojaa useilta tavanomaisilta kemikaaleilta.
- ▶ Lateksiton, puuteriton, erinomainen vaihtoehto tyypin I allergiaa sairastaville.



## Käyttösuositukset:



Terveys-  
hoito, osastot

Lääkkeiden  
annostelu,  
apteekit

Pintojen  
desinfiointi

MEDICAL	2017/745 (EU)	CLASS I	AQL 1,5
PPE	2016/425 (EU)	CATEGORY III	AQL <1,5

Tuotenumero	Kuvaus	Koko-/ värikoodi	Kokonaispituus	Pakkauskoko, kpl rasia / kuljetuskartonki
6520	Tutkimuskäsine, Nitrile SATIN, X-LONG, valkoinen, XS		295 mm	100/1000
6521	Tutkimuskäsine, Nitrile SATIN, X-LONG, valkoinen, S		295 mm	100/1000
6522	Tutkimuskäsine, Nitrile SATIN, X-LONG, valkoinen, M		295 mm	100/1000
6523	Tutkimuskäsine, Nitrile SATIN, X-LONG, valkoinen, L		295 mm	100/1000
6524	Tutkimuskäsine, Nitrile SATIN, X-LONG, valkoinen, XL		295 mm	100/1000

**Myyntierä:** rasia

# Tekniset tiedot

## Säädökset

Tuote täyttää lääkinällisiä laitteita ja henkilönsuojaimia koskevat lakisäätteiset vaatimukset.

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 374-1:2016 Type B



K P T



single use only

CE 2777

CAT III  
PPE REGULATION 2016/425

LATEX FREE



MD  
Medical Device

**REACH-asetus:** Tämän tuoteselosteen tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi luokiteltuja aineita (CMR), mukaanlukien erittäin haitalliseksi luokitellut aineet (SVHC), jotka on lueteltu Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmässä listauksessa.

**Läpäisemättömyys:** AQL 1.0  
EN 455-1

**Mekaaninen lujuus (N):**  $\geq 6.0$  ennen vanhentamista  
EN 455-2  $\geq 6.0$  vanhentamisen jälkeen

**Biologinen arviointi:** Puuterin kokonaisjäämä puuterittomassa käsineessä  $< 2$  mg/käsine  
EN 455-3

**Lakisäätteiset vaatimukset:** Asetus lääkinällisistä laitteista (EU) 2017/745, Luokka I  
Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425  
EU vaatimustenmukaisuusvakuutus henkilökohtaisen suojauksen tuotteille (PPE):  
[www.onemed.com/what-we-do/doc-evercare](http://www.onemed.com/what-we-do/doc-evercare)

**Tuotestandardien vaatimukset:** EN 455: 1 – 4

**Kemikaalien kestävyys:** Testattu EN 374-3 ja/tai EN 16523-1 mukaisesti

**Käyttö elintarvikekosketuksessa:** Käsine soveltuu kaikkien elintarvikkeiden käsittelyyn - mukaanlukien rasvaiset ja happamat tuotteet. Asetus (EU) No 1935/2004 elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista.

**Muut käytetyt testit:** Ilma- ja vesitiiviystesti EN 374-2 (luokka 2) mukaisesti  
Kemikaalijäännöstesti  
Sytotoksisuuskoete EN ISO 10993-5 mukaisesti  
Ärsytys ja ihoherkkyytestaus EN ISO 10993-10 mukaisesti  
Tuntoherkkyys, pituus ja pH EN 420 mukaisesti  
Suojaavuus mekaanisia vaaroja vastaan EN 388 mukaisesti  
Mikrobiologinen laatu  
RoHS -direktiivin mukainen testaus  
Kemiallisen vaurioitumisen määrittäminen EN 374-4 mukaisesti  
Mikro-organismiriskien testaus EN 374-5 ja ASTM F1671 mukaisesti

**Laatustandardit:** EN ISO 13485

**Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:** EN ISO 15223-1, EN 1041 ja EN 420

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Kämmen	Acrylonitrile-butadiene (Nitrili), yksinkertainen paksuus min. 0,07 mm
Sormi	Acrylonitrile-butadiene (Nitrili), yksinkertainen paksuus min. 0,10 mm

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset:</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleenkäytettynä tuotteen suorituskyky voi heikentyä ja aiheuttaa kontaminaatoriskin. Tuote sisältää ditiokarbamaatteja – älä käytä tuotetta, mikäli olet yliherkkä tälle aineelle.
<b>Säilytys</b>	Suosittellaan säilyttämään puhtaassa, kuivassa, huoneenlämpötilassa, suojattuna suoralta auringonvalolta, kirkkaalta valolta ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti.
<b>Käyttöikä</b> EN 455-4	5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
Yksittäispakkaus	N/A	N/A
Rasia	Kartonki, TCF -laatu	260 x 125 x 64 mm
Kuljetuspakkaus	Kartonki, TCF -laatu	330 x 270 x 260 mm
Pakkausteippi	Läpinäkyvä, PVC-vapaa	N/A

## GTIN -koodit (viivakoodit)

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
6520	N/A	 6 438129 319927	 6 438129 519921
6521	N/A	 6 438129 319934	 6 438129 519938
6522	N/A	 6 438129 319941	 6 438129 519945
6523	N/A	 6 438129 319958	 6 438129 519952
6524	N/A	 6 438129 319965	 6 438129 519969