

TENA Hygienlakan

Beskrivning:

Vita, tunna och diskreta hygienlakan för användning i säng vid urinläckage. Skydden har ett absorberande mjuk skikt på ovansidan som är bekvämt att ligga på. Spärnskikt på undersidan samt spärrkanter utmed långsidorna förhindrar läckage.



Material:

ABSORPTIONSKÄRNA

Material: Tissuematerial (storlekar 85x140 och 85x175 cm) samt torrformad massa (storlek 85x160 cm)

Funktion: Absorbera vätska

SPÄRRSKIKT

Material: Polyetenfilm

Funktion: Förhindra genomvättning

SPÄRRKANTER

Material: Paraffin

Funktion: Förhindra läckage utmed sidorna

Latexfri

Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och ej utsätts för extrema temperaturer eller väta.

Användningsområde:

Komplementsskydd för användning i sängen eller på dagbädden.

För användning, där man trots rätt val av skydd och noggrann fixering, ändå finner ett behov av ett extra skydd för att hindra urin från att läcka ut till sängkläder.

TENA Hygienlakan																
Uppsugningsnivå/ storlek	Midja/höft <i>Not</i>	Längd (cm)	Bredd (cm)	Vikt (g)	Ljumske (cm)	Lår (cm)	Stuss (cm)	Antal/ påse (st)	Antal/ kart. (st)	Antal/ kart. (halvpall)	Antal/ kart. (helpall)	Pall- höjd mm	Latex fri	ISO 11948-1 Absorptions- kapacitet	Art.nr	
85x140 cm	-	-	-	86	-	-	-	-	80	24	-	1130	Ja	400	77 42 00	
85x175 cm	-	-	-	107	-	-	-	-	80	20	-	1210	Ja	500	77 44 00	
85x160 cm	-	-	-	112	-	-	-	25	75	20	-	1340	Ja	660	78 44 30	

TENA *Hygienlakan*

TENA *Hygienlakan*
