

evercare®

Oparfymmerad mild tvål

evercare® är en mycket behaglig, extra mild krämtvål. Den är utan parfym, utan färgämnen (transparent). Framtagen för personer som dagligen och ofta tvättar sina händer. Produkten är återfuktande, fri från parabener för att bevara en hel och mjuk hud.

Dosering

Tvålen doseras enkelt med en pumptryckning. Applicera tvålen på fuktad hud och arbeta upp ett lödder, skölj med vatten.

Lagring och hållbarhet

Förvaras i rumstemperatur i väl försluten originalförpackning. Hållbarhet i obruten förpackning, se datummärkning. Hållbarhet i öppnad förpackning 12 månader.

Ingredienser

EN: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Citric Acid, Sodium Benzoate, Disodium Cocoamphodiacetate.

SE: Vatten, sodium laureth sulfat, glycerin, cocamidopropylbetain, natriumklorid, citronsyra, dinatriumkokoamfodiacetat, natriumbensoat.

Artikelnummer Förpackningar

REF 8610	150 ml flaska
REF 8620	500 ml flaska med pump
REF 8630	600 ml flaska med pump
REF 8640	1000 ml dispensopac

EAN kod

6438129119978
6438129119985
6438129119992
6438129120004

Förpackningar och miljö

Förpackningen är återvinningsbar. Flaskan och etiketten är gjord av PE-plast som är lämplig för återvinning och användning vid energiproduktion.

pH 4,25-5,25

ONEMED

