

evercare® 85% Handdesinfektion Gel

evercare® 85% är en effektiv, trygg och snabbverkande etanolbaserad desinfektion för händer. Den är lätt att applicera och tränger snabbt in i huden. evercare® handdesinfektion innehåller återfuktningssmedel och är anpassad för frekvent bruk.



Användning

För professionell användning i situationer som kräver god handhygien. Godkänd för användning inom hälso- sjuk- tandvård, inom livsmedelshantering, veterinärverksamhet och barnomsorg.

Bruksanvisning

Tvätta händerna med tvål och vatten om de är synligt smutsiga. Dosera 3 ml, två pumpryck, på torr och ren hud och gnid in händerna noggrant i 30 sekunder. Kom ihåg fingertopparna, under naglarna och tummarna. När huden är torr är den desinficerad. Undvik att produkten kommer i kontakt med textilier, då den kan ge vita fläckar på färgade kläder.

Förvaring och brukstid

Förvaras i rent, torrt utrymme i normal rumstemperatur. Hållbarhet oöppnad se märkning på förpackning. Använd öppnad flaska inom 12 månader.

Aktiva ämnen

Etanol, Isopropyl alkohol

Standarder

Uppfyller senaste versionen av EN1500:2013
Baktericid effekt enligt EN 13727 "clean conditions"
Yeastricid effekt enligt EN 13624 "clean conditions"

Artikelnummer

REF 8756
REF 8765

Förpackningar

150 ml flaska
600 ml flaska med pump

EAN kod

6438129120141
6438129120172

Miljöpåverkan av förpackningar

Förpackningarna är tillverkade av PE som är miljövänligt, brännbart och går att återvinna. PE plast är också lämplig för råvaraåtervinning och energiproduktion.



OneMed Group Oy

Metsäläntie 20, 00320 Helsinki, Finland
Tel: +358 (0)20 786 6800, www.onemed.com
evercare® is registered trademark of OneMed Group Oy

