

Embra[®]-kuitukangastaitokset, 2 kpl, steriili

REF: 223270203, 223272203, 223274203, 223276203

Steriilit nelikerroksiset Embra[®]-kuitukangastaitokset on valmistettu pehmeästä ja erittäin imukykyisestä kuitumateriaalista. Niitä käytetään pääasiassa haavojen ja hankaumien puhdistamiseen ja niiden eritteiden imeyttämiseen.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ 70 % uusiutuvia materiaaleja (viskoosi)
- ▶ Korkealaatuinen viskoosi-/polyesterikuitukangasmateriaali
- ▶ Vähän nukkaava ja erittäin pehmeä
- ▶ Säilyttää muotonsa myös märkänä
- ▶ Ei sisällä sideaineita tai optisia kirkasteita
- ▶ Imee tehokkaasti nestettä ja haavaeritettä
- ▶ Kiinnittyy haavaan vähemmän kuin harsosidokset
- ▶ Useita kokoja
- ▶ Haavan puhdistukseen ja täyttämiseen, eritteen imeytymiseen, leikkausta edeltävään ihon puhdistukseen jne.
- ▶ Voidaan käyttää ensi- tai toissijaisena taitoksena
- ▶ Steriloitu etyleenioksidilla (EO)
- ▶ Helppokäyttöinen yksittäispussi
- ▶ 2 kpl



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
223270203	Kuitukangastaitokset, 4 krs, 2 kpl, steriili, Valkoinen	5 x 5 cm	140 / 2800
223272203	Kuitukangastaitokset, 4 krs, 2 kpl, steriili, Valkoinen	7,5 x 7,5 cm	140 / 2800
223274203	Kuitukangastaitokset, 4 krs, 2 kpl, steriili, Valkoinen	10 x 10 cm	140 / 2520
223276203	Kuitukangastaitokset, 4 krs, 2 kpl, steriili, Valkoinen	10 x 20 cm	70 / 1260

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkinällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745, MDR Class Is

Tuotestandardien vaatimukset:

EN ISO 11135, EN ISO 1644-1, EN ISO 1644-2

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Materiaali

Tuotteen osa

Raaka-aine & ominaisuudet

Päämateriaali

Kuitukangas, 70 % viskoosi ja 30 % polyesteri, valkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 15 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Puhdas ja kuiva tuote voidaan kierrättää PE-LD muovina
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	223270203: 72 x 88 223272203: 98 x 116 223274203: 122 x 138 223276203: 122 x 138
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	223270203: 90 x 70 x 180 223272203: 237 x 100 x 116 223274203: 140 x 120 x 180 223276203: 140 x 120 x 180
Kuljetuspakkaus	TCF tai ECF laatu, Kartonki	223270203: 370 x 190 x 370 223272203: 595 x 245 x 415 223274203: 435 x 370 x 370 223276203: 435 x 370 x 370
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
223270203	06438129170399	06438129370393	06438129570397
223272203	06438129170412	06438129370416	06438129570410
223274203	06438129170436	06438129370430	06438129570434
223276203	06438129170450	06438129370454	06438129570458

Embran tehtävänä on kehittää vastuullisia terveydenhuollon ratkaisuja, jotka keskittyvät ympäristövaikutusten vähentämiseen, samalla kun laatua potilaille ja hoitajille parannetaan. Yhdessä voimme tehdä positiivisen eron, joten kiitos siitä, että valitsit Embran.