

Embra[®]-kuitukangastaitokset, 5 kpl, steriili

REF: 223270503, 223272503, 223274503, 223276503

Steriilit nelikerroksiset Embra[®]-kuitukangastaitokset on valmistettu pehmeästä ja erittäin imukykyisestä kuitumateriaalista. Niitä käytetään pääasiassa haavojen ja hankaumien puhdistamiseen ja niiden eritteiden imeyttämiseen.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ 70 % uusiutuvia materiaaleja (viskoosi)
- ▶ Korkealaatuinen viskoosi-/polyesterikuitukangasmateriaali
- ▶ Vähän nukkaava ja erittäin pehmeä
- ▶ Säilyttää muotonsa myös märkänä
- ▶ Ei sisällä sideaineita tai optisia kirkasteita
- ▶ Imee tehokkaasti nestettä ja haavaeritettä
- ▶ Kiinnittyy haavaan vähemmän kuin harsosidokset
- ▶ Useita kokoja
- ▶ Haavan puhdistukseen ja täyttämiseen, eritteen imeytymiseen, leikkausta edeltävään ihon puhdistukseen jne.
- ▶ Voidaan käyttää ensi- tai toissijaisena taitoksena
- ▶ Steriloitu etyleenioksidilla (EO)
- ▶ Helppokäyttöinen yksittäispussi
- ▶ 5 kpl



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
223270503	Kuitukangastaitokset, 4 krs, 5 kpl, steriili, Valkoinen	5 x 5 cm	150 / 3000
223272503	Kuitukangastaitokset, 4 krs, 5 kpl, steriili, Valkoinen	7,5 x 7,5 cm	150 / 3000
223274503	Kuitukangastaitokset, 4 krs, 5 kpl, steriili, Valkoinen	10 x 10 cm	150 / 2700
223276503	Kuitukangastaitokset, 4 krs, 5 kpl, steriili, Valkoinen	10 x 20 cm	40 / 720

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkinällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745, MDR Class Is

Tuotestandardien vaatimukset:

EN ISO 11135, EN ISO 1644-1, EN ISO 1644-2

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Materiaali

Tuotteen osa

Raaka-aine & ominaisuudet

Päämateriaali

Kuitukangas, 70 % viskoosi ja 30 % polyesteri, valkoinen

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 15 - 25 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	5 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	223270503: 72 x 88 223272503: 98 x 113 223274503: 122 x 138 223276503: 133 x 249
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	223270503: 90 x 70 x 180 223272503: 115 x 95 x 180 223274503: 140 x 120 x 180 223276503: 250 x 130 x 60
Kuljetuspakkaus	TCF tai ECF laatu, Kartonki	223270503: 370 x 190 x 370 223272503: 595 x 200 x 370 223274503: 435 x 370 x 370 223276503: 400 x 260 x 380
Pakkausteippi	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
223270503	06438129170405	06438129370409	06438129570403
223272503	06438129170429	06438129370423	06438129570427
223274503	06438129170443	06438129370447	06438129570441
223276503	06438129170467	06438129370461	06438129570465

Embran tehtävänä on kehittää vastuullisia terveydenhuollon ratkaisuja, jotka keskittyvät ympäristövaikutusten vähentämiseen, samalla kun laatua potilaille ja hoitajille parannetaan. Yhdessä voimme tehdä positiivisen eron, joten kiitos siitä, että valitsit Embran.