

evercare® Silicone Foam Dressing Border Lite, steriili

REF: ESF050050L3, ESF075075L3, ESF100100L3, ESF120060L3, ESF125050L3, ESF150150L3

evercare® Silicone Foam Dressing Border Litessä on nelikerroksinen rakenne, joka koostuu pehmeästä silikonista valmistetusta haavakontaktikerroksesta, ohuesta ja joustavasta polyuretaanivahtokerroksesta, kuitukangaskerroksesta sekä puoliläpäisevästä ja vedenpitävästä polyuretaanikalvokerroksesta. evercare® Silicone Foam Dressing Border Lite on kiinnittyvä, imukykyinen sidos, joka ylläpitää kosteaa haavaympäristöä. evercare® Silicone Foam Dressing Border Lite on tarkoitettu laajalle valikoimalle vähän tai ei lainkaan vuotavia haavoja, kuten painehaavoille, jalkojen ja jalkaterien haavoille, leikkaushaavoille, traumaattisille haavoille ja iho repeämille.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Imee eritteitä
- ▶ Säilytä tarvittava kostea haavaympäristö
- ▶ Edistyksellinen 4-kerroksinen rakenne
- ▶ Helppo asettaa ja poistaa



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
ESF050050L3	Silicone Foam Dressing Border Lite, steriili, Beige	5x5 cm	10 / 400
ESF075075L3	Silicone Foam Dressing Border Lite, steriili, Beige	7,5x7,5 cm	10 / 400
ESF100100L3	Silicone Foam Dressing Border Lite, steriili, Beige	10x10 cm	10 / 400
ESF120060L3	Silicone Foam Dressing Border Lite, steriili, Beige	12x6 cm	10 / 400
ESF125050L3	Silicone Foam Dressing Border Lite, steriili, Beige	5x12,5 cm	10 / 400
ESF150150L3	Silicone Foam Dressing Border Lite, steriili, Beige	15x15 cm	10 / 200

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



REACH-asetus:	Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.
Biologinen arviointi:	EN ISO 10993-01 EN ISO 10993-7 EN ISO 10993-5 EN ISO 10993-10 EN ISO 10993-11
Lakisääteiset vaatimukset:	Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745, MDR Class IIb
Tuotestandardien vaatimukset:	EN 13726-2, EN ISO 11135, EN ISO 11737-1
Laatustandardit:	EN ISO 13485
Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:	EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Ulompi kalvokerros	polyuretaani
Kuitukangas levittävä kerros	Spunlace-kuitukangas
Vahtokerros	polyuretaani
Haavan kontaktikerros	Lääketieteellinen silikonigeeli
Irrotettava taustakalvo	Polyeteeni

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
	Älä käytä, mikäli pakkaus on vahingoittunut
	Älä käytä tätä tuotetta hapettavien aineiden, kuten vetyperoksidin tai hypokloriittiliuosten kanssa.
	Tässä ohjeessa ei ole saatavilla olevia tietoja, jotka tukevat tämän sidoksen käyttöä herkissä väestöryhmissä, kuten vauvoilla, lapsilla, raskaana olevilla tai imettävillä naisilla, ja tällaisen tiedon puuttuessa sidosta tulisi käyttää varoen klinikon suosituksen mukaisesti.
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 5 - 40 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	3 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PP/PE kalvo	ESF050050L3: 115 x 95 ESF075075L3: 135 x 120 ESF100100L3: 160 x 145 ESF120060L3: 185 x 95 ESF125050L3: 185 x 95 ESF150150L3: 210 x 195
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	ESF050050L3: 96 x 50 x 118 ESF075075L3: 121 x 50 x 138 ESF100100L3: 146 x 50 x 163 ESF120060L3: 96 x 50 x 188 ESF125050L3: 96 x 50 x 188 ESF150150L3: 196 x 50 x 213
Kuljetuspakkaus	TCF tai ECF laatu, Kartonki	ESF050050L3: 404 x 256 x 276 ESF075075L3: 504 x 296 x 276 ESF100100L3: 346 x 312 x 526 ESF120060L3: 404 x 396 x 276 ESF125050L3: 404 x 396 x 276 ESF150150L3: 446 x 412 x 276
Pakkausteippi	Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
ESF050050L3	06940610131692	06940610131708	06940610131715
ESF075075L3	06940610131784	06940610131791	06940610131807
ESF100100L3	06940610131333	06940610131340	06940610131357
ESF120060L3	06940610131753	06940610131760	06940610131777
ESF125050L3	06940610137786	06940610137793	06940610137809
ESF150150L3	06940610137724	06940610137731	06940610137748

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.