

# Schine Pill Box S

## Produktbeskrivning

- Praktisk förvaring av tabletter
- Smidig öppning och stängning med transparenta jalusiluckor
- Inga lösa delar
- Stora fack med rundade hörn
- Enkel att ta med
- Färgad botten

Schine Box S erbjuder ett nytt sätt att förvara/dosera piller. Med jalusiluckorna öppnar och stänger du enkelt, utan besvärande utskjutande delar.

Small är en box med 8 fack vilka kan användas efter behov. Du kan till exempel dosera för en vecka med ett extrafack eller ladda boxen inför helgresa. Det är en rejäl förvaring i behändig storlek som är lätt att ta med.

Transparenta luckor och färgad botten gör det enkelt att se om facket är fyllt. Schine Box S finns i två färger, röd och blå. Vi har svenskt patent.

## Användartips

- Förvara Schine Pill Box utom räckhåll för barn.
- Var uppmärksam på om vissa mediciner/ tabletter skall förvaras på särskilt sätt.
- Leverantören ansvarar inte för felaktig användning av Shine Pill Box eller felaktig dosering av medicin.
- Schine Pill Box kan handdiskas. Se till att boxen är helt torr innan den laddas med tabletter.

## Specifikationer

Vikt:	60 gram
Längd:	10,3 cm
Bredd:	5,4 cm
Höjd:	2,5 cm
Material:	Återvinningsbar plast
Övrigt:	Medicinteknisk produkt, klass 1

