

evercare® Silicone Postoperative Dressing, steriili

REF: EOP080060A, EOP100090A, EOP150090A, EOP150100A, EOP175150A, EOP200100A, EOP250100A, EOP250200A, EOP300100A, EOP350100A

evercare® Silicone Postoperative Dressing on kiinnittyvä haavasidos, joka imee ja lukitsee eritteen ja minimoi riskin maseraatioon. Päälikalvo on vedenpitävä ja se suojaa haavaa lialta ja bakteereilta. Imukykyinen haavatyyny, joka on suunniteltu erittäin imukykyisistä kuiduista. Silikonikiinnitys vähentää potilaiden kipua ja haavan vaurioitumista sidosta poistettaessa. evercare® Silicone Postoperative Dressing on kiinnittyvä, imukykyinen kirurginen haavasidos, suunniteltu erittäville haavoille. Se on tarkoitettu akuuteille haavoille, kuten kirurgisille haavoille, villoille ja hankaumille.

Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Imee ja lukitsee eritteen
- ▶ Pehmeä silikonimateriaali, imukykyinen kuitutyyny
- ▶ Silikoninen haavakontaktikerros vähentää kipua ja haavatraumaa sidoksen vaihdon yhteydessä
- ▶ Joustava, helppo asettaa ja poistaa



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkaukoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
EOP080060A	Silicone Postoperative Dressing, steriili, Läpinäkyvä	8x6 cm	10 / 400
EOP100090A	Silicone Postoperative Dressing, steriili, Läpinäkyvä	10x9 cm	10 / 400
EOP150090A	Silicone Postoperative Dressing, steriili, Läpinäkyvä	15x9 cm	10 / 200
EOP150100A	Silicone Postoperative Dressing, steriili, Läpinäkyvä	15x10 cm	10 / 200
EOP175150A	Silicone Postoperative Dressing, steriili, Läpinäkyvä	17,5x15 cm	10 / 100
EOP200100A	Silicone Postoperative Dressing, steriili, Läpinäkyvä	20x10 cm	10 / 200
EOP250100A	Silicone Postoperative Dressing, steriili, Läpinäkyvä	25x10 cm	10 / 200
EOP250200A	Silicone Postoperative Dressing, steriili, Läpinäkyvä	25x20 cm	10 / 100
EOP300100A	Silicone Postoperative Dressing, steriili, Läpinäkyvä	30x10 cm	10 / 200
EOP350100A	Silicone Postoperative Dressing, steriili, Läpinäkyvä	35x10 cm	10 / 100

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

Säädökset

Täyttää lääkinälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuna Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-01
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10
EN ISO 10993-11

Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745, MDR Class IIb

Tuotestandardien vaatimukset:

EN 13726-2, EN ISO 11135, EN ISO 11737-1

Laatustandardit:

EN ISO 13485

Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Siirtäjä	Polyuretaani
Imukykyinen tyyny	Polyolefiinit ja polyakrylaatti
Haavan kontaktikerros	Viskoosia ja polyesteriä
Kiinnitys	Silikoni/polyuretaani/polyakrylaatti

Varoitukset ja suositukset

Varoitukset	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan. Älä käytä, mikäli pakkaus on vahingoittunut
Säilytys	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa tilassa 5 - 40 °C. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
Hävittäminen	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
Käyttöikä	3 vuotta

Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko (P x L x K) mm
Yksittäispakkaus	Lääkinnällisen laadun paperi, PE/PET kalvo	EOP080060A: 135 x 120 EOP100090A: 160 x 145 EOP150090A: 210 x 145 EOP150100A: 210 x 145 EOP175150A: 235 x 195 EOP200100A: 260 x 145 EOP250100A: 310 x 145 EOP250200A: 310 x 245 EOP300100A: 360 x 145 EOP350100A: 410 x 145
Rasia	Kartonki, TCF tai ECF laatu	EOP080060A: 121 x 50 x 138 EOP100090A: 146 x 50 x 163 EOP150090A: 146 x 50 x 213 EOP150100A: 146 x 50 x 213 EOP175150A: 196 x 50 x 238 EOP200100A: 146 x 50 x 263 EOP250100A: 146 x 50 x 313 EOP250200A: 246 x 50 x 313 EOP300100A: 146 x 50 x 363 EOP350100A: 146 x 50 x 413
Kuljetuspakkaus	TCF tai ECF laatu, Kartonki	EOP080060A: 504 x 296 x 276 EOP100090A: 346 x 312 x 526 EOP150090A: 446 x 312 x 276 EOP150100A: 446 x 312 x 276 EOP175150A: 412 x 258 x 276 EOP200100A: 546 x 312 x 276 EOP250100A: 333 x 312 x 526 EOP250200A: 513 x 333 x 276 EOP300100A: 383 x 312 x 526 EOP350100A: 433 x 312 x 276
Pakkausteippi	Läpinäkyvä	N/A

Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
EOP080060A	06940610137663	06940610137670	06940610137687
EOP100090A	06940610131159	06940610131166	06940610131173
EOP150090A	06940610137571	06940610137588	06940610137595
EOP150100A	06940610131180	06940610131197	06940610131203
EOP175150A	06940610137601	06940610137618	06940610137625
EOP200100A	06940610131210	06940610131227	06940610131234
EOP250100A	06940610131241	06940610131258	06940610131265
EOP250200A	06940610137632	06940610137649	06940610137656
EOP300100A	06940610131272	06940610131289	06940610131296
EOP350100A	06940610131302	06940610131319	06940610131326

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.