


Product Data Sheet

Spruta luerlock 3komp Terumo 50 mL

REF SS+50L1



Tryckt: 13.1.2015

REF	Storlek	
SS+50L1	50mL	
CE		
Material:		PP, termoplastisk elastomer, silikonolja. Latexfri.
Egenskaper:		Högkvalitativ transparent Luerlok-spruta med 1,0 mL gradering.
Steril produkt:		Ja
Hållbarhetstid:		5 år
MBA/st:		25
Avdelningsförpackning/st:		25
Transportlåda/st:		100