

# Qufora Urinpåsar

Benpåse, standard.



## Qufora Urinpåsar

Qufora urinpåsar har tagits fram med tanke på användarens behov. Vi vill inte bara underlätta det vardagliga arbetet för personalen på sjukhus och institutioner – utan också göra livet lättare för användarna genom att göra vår urinpåse så bekväm och säker som möjligt.

En modern design och tillförlitliga egenskaper gör dem till det rätta valet för användare med höga förväntningar och krav på vardagliga ting.

## Qufora Benpåsar

Qufora benpåsar är nya och innovativa! Finns både med och utan flerkammarsystem.

Benpåsens form följer benets konturer, flerkammarsystem gör att påsen inte syns genom kläderna – ens när den är full.

Den mjuka, nonwovenklädda, baksidan är bekväm även under varma dagar.

# Standard benpåsar

## Produktegenskaper

- Qufora benpåsar är utrustade med en universalkoppling. Detta gör det enkelt att koppla påsen till exempelvis kateter eller urindroppssamlare.
- Den diskreta, mjuka slangen ger maximal rörlighet.
- Backventilen förhindrar att urin rinner tillbaka i slangen vilket skulle kunna utgöra en infektionsrisk.
- För att öka komforten har påsen en baksida klädd med nonwoven-material som är mjukt mot huden.
- Dränageventilen är enkel att hantera och Qufora benpåse kan tömmas hygieniskt och säkert.
- Benpåsens dränageventil kan kopplas till en sängpåse utan att benpåsen behöver kopplas bort. Detta minskar risken för infektion i samband med byte av urinpåse.

Qufora benpåsar finns i flera olika storlekar.

Qufora benpåsar finns i sterilt och osterilt utförande.

Den sterila versionen av 600 ml Qufora benpåse har provtagningsport för urinprov.

Qufora påshållare av velcro finns som tillbehör, speciellt framtaget för Qufora benpåsar. Velcrobandet används för att fixera benpåsen på benet – det är justerbart och knappar fästs enkelt i de speciella "ögonen" på påsarna.

### Material

Påse i PVC, baksida i nonwoven (PET), kopplingar av PP, PE, PVC, POM/LLDPE, slang i silikon.

### PRODUKTSORTIMENT:

Artikel nr	Ventil	Slang	Konnektor, övrigt	Steril	Antal i fp	Volym
11061901	Q-flow	30 cm	fast+ lös konnektor	Nej	1/25/100	350 ml
11223802	Vridventil	10 cm	fast, vinklad slang	Nej	1/25/100	600 ml
11221902	Vridventil	30 cm	fast	Nej	1/25/100	600 ml
11259802	T-ventil	10 cm	fast, vinklad slang	Nej	1/25/100	600 ml
11251902	T-ventil	30 cm	fast	Nej	1/25/100	600 ml
11251502	T-ventil	50 cm	justerbar	Nej	1/25/100	600 ml
11421502	Vridventil	50 cm	justerbar	Nej	1/25/100	800 ml
11451502	T-ventil	50 cm	justerbar	Nej	1/25/100	800 ml
12251902	T-ventil	30 cm	fast, provtagningsport	Ja	1/25/100	600 ml
11701101	Ej tömbar	90 cm	fast + lös konnektor	Nej	1/25/100	1500 ml
11751101	T-ventil	90 cm	fast + lös konnektor	Nej	1/25/100	1500 ml
21100301	Benpåshållare - Velcro, justerbar, 60cm 2-pack			Nej	10/100	

Flexibel slang med backventil




"Ögon" för fixering av påshållare



Mjuk baksidan ger hög komfort



Funktionella ventiler som är enkla att hantera med en hand



Mer information finns på [mbh-international.com](http://mbh-international.com)

### Tillverkare

MBH-international A/S  
Hejrevang 21 A  
DK-3450 Allerød  
Danmark

Tel: +45 88 300 592  
Fax: +45 88 300 593  
info@mbh-international.com  
www.mbh-international.com

ONEMED

Distributör  
OneMed Sverige AB  
Box 8255  
SE-163 08 SPÅNGA  
www.onemed.com