

sempermed® 
supreme plus

SUPREME PLUS

MORE GRIP TO YOUR WORLD

EXCELLENT GRIP – perfect instrument guidance
ABSOLUTELY SKIN-FRIENDLY – the Semperit Post Production Process
OPTIMUM SAFETY – ideal tactile properties



sempermed® supreme plus

SÄKER I GREPPET – Säkert grepp i alla situationer med maximal säkerhet, idealisk fingerkänsla och perfekt instrumentstyrning.



PRODUKTERNAS HÖJDPUNKTER

- Högsta grepp i Sempermed-intervallet
- Patenterat syntetiskt foder för lätt på- och avtagning
- Tvättad flera gånger, helt puderfri
- Ingen delbelastning för operationssalen och för patienten genom pulverpartiklarna, ingen granulombildning
- Anatomiskt perfekt form med bredare och bekvämare handrygg och naturligt böjd fingerform

ARTIKELNUMMER

Storlek 5,5 822851521 Storlek 7,5 822851721
Storlek 6,0 822851601 Storlek 8,0 822851801
Storlek 6,5 822851621 Storlek 8,5 822851821
Storlek 7,0 822851701 Storlek 9,0 822851901

TEKNISKA UPPGIFTER

TYP	Steril operationshandske för engångsbruk, puderfri, med syntetiskt foder	
MATERIAL	Naturlatex (NR)	
FÄRG	Naturvit	
HANDSKFORM	Helt anatomisk med rullad kant	
TOTALLÄNGD/STORLEK enligt EN 455-2	5½, 6 och 6½ 7, 7½ och 8 8½ och 9	min. 270 mm min. 280 mm min. 285 mm
VÄGGTJOCKLEK enligt EN 455-2	0,19 - 0,23 mm	
TÄTHET enligt EN 455-1	AQL 1,0	
DRAGKRAFT enligt EN 455-2	≥ 12 N	
LAGRINGSFÖRMÅGA i originalförpackning vid lagring enligt DIN 7716, ISO 2230	3 år	
STERILISERING	Bestrålning STERILE	
FÖRPACKNING	Vänster och höger handske med uppslag i fiberfri inre påse, ozontäta, förseglade i medicinsk peel back. I dispenserkartong med sterilisationsindikator: 50 par I leveranskartong med sterilisationsindikator 300 par	