

sempermed®   
supreme plus

# SUPREME PLUS

## MORE GRIP TO YOUR WORLD

EXCELLENT GRIP – perfect instrument guidance  
ABSOLUTELY SKIN-FRIENDLY – the Semperit Post Production Process  
OPTIMUM SAFETY – ideal tactile properties



# sempermed® supreme plus

**SÄKER I GREPPET** – Säkert grepp i alla situationer med maximal säkerhet, idealisk fingerkänsla och perfekt instrumentstyrning.



## PRODUKTERNAS HÖJDPUNKTER

- Högsta grepp i Sempermed-intervallet
- Patenterat syntetiskt foder för lätt på- och avtagning
- Tvättad flera gånger, helt puderfri
- Ingen delbelastning för operationssalen och för patienten genom pulverpartiklarna, ingen granulombildning
- Anatomiskt perfekt form med bredare och bekvämare handrygg och naturligt böjd fingerform

## ARTIKELNUMMER

Storlek 5,5 822851521    Storlek 7,5 822851721  
Storlek 6,0 822851601    Storlek 8,0 822851801  
Storlek 6,5 822851621    Storlek 8,5 822851821  
Storlek 7,0 822851701    Storlek 9,0 822851901

## TEKNISKA UPPGIFTER

<b>TYP</b>	Steril operationshandske för engångsbruk, puderfri, med syntetiskt foder	
<b>MATERIAL</b>	Naturlatex (NR)	
<b>FÄRG</b>	Naturvit	
<b>HANDSKFORM</b>	Helt anatomisk med rullad kant	
<b>TOTALLÄNGD/STORLEK</b> enligt EN 455-2	5½, 6 och 6½ 7, 7½ och 8 8½ och 9	min. 270 mm min. 280 mm min. 285 mm
<b>VÄGGTJOCKLEK</b> enligt EN 455-2	0,19 - 0,23 mm	
<b>TÄTHET</b> enligt EN 455-1	AQL 1,0	
<b>DRAGKRAFT</b> enligt EN 455-2	≥ 12 N	
<b>LAGRINGSFÖRMÅGA</b> i originalförpackning vid lagring enligt DIN 7716, ISO 2230	3 år	
<b>STERILISERING</b>	Bestrålning <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">STERILE</span>	
<b>FÖRPACKNING</b>	Vänster och höger handske med uppslag i fiberfri inre påse, ozontäta, förseglade i medicinsk peel back. I dispenserkartong med sterilisationsindikator: 50 par I leveranskartong med sterilisationsindikator 300 par	