

## sempercare® nitrile

**ALTERNATIVET FÖR TYP I-ALLERGIKER** – Att förebygga allergier förblir en stor utmaning. Semperits forskning står för ett viktigt bidrag genom Sempercare Nitrile: en robust men ändå ytterst bekväm undersökningshandske, tillverkad av 100 % syntetisk latex.



### FÖRDELARNA I KORTHET

- Inga naturlatexproteiner
- Högre punktionsmotstånd (vid samma tjocklek som latexhandskar)
- Högre säkerhet vid kritiska tillämpningar
- Säker för all livsmedelhantering, inkl. mat- och fiskoljor

Den blå färgen gör det lättare att skilja dem från latexhandskar

### KVALITETSSTANDARDER

- Uppfyller EN455
- Certified kvalitetssystem ISO9001

### TEKNISKA DATA

<b>TYP</b>	Undersökningshandske, puderfri
<b>MATERIAL</b>	Nitrilbutadiengummi (NBR)
<b>FÄRG</b>	Blå
<b>HANDSKFORM</b>	Slät med rullkant
<b>STORLEK/TOTAL LÄNGD</b> enligt EN 455-2	XS, S, M, L, XL 240 mm
<b>TJOCKLEK</b> i handflatan, mätt enkeltvigg	Min. 0,16 mm
<b>HÅLFÖREKOMST</b> enligt EN 455-1	AQL 1,5
<b>DRAGSTYRKA VID BROTT</b> enligt EN 455-2	≥ 6 N
<b>HÅLLBARHET</b> i originalförpackning om lagring skett enligt DIN 7716, ISO 2230	Minst 3 år
<b>FÖRPACKNING</b>	Osterila i dispenserkartong: XS, S, M, L 100 st./XL 90 st. XS, S, M, L 200 st./XL 180 st. I transportkartong: XS, S, M, L 1.000 Stk./XL 900 st./förp. XS, S, M, L 2.000 Stk./XL 1.800 st./förp.

NY

Artikelnummer	Storlek	Dispenser/par	Transportkartong/par
826781631	XS	100	1000
826781633	S	100	1000
826781635	M	100	1000
826781637	L	100	1000
826781639	XL	90	1000