

Pesevä desinfiointineste TECcare CONTROL 1L tiiviste

Tehokas ja laajakirjoinen pintojen puhdistus- ja desinfiointineste

TECcare Control on käytössä tehokkain ja turvallisin pesevä desinfiointineste. Control on vesipohjainen ja pH neutraali, joten soveltuu kaikkiin tiloihin ja kaikille pinnoille. Tuote tehoaa yhdellä käsittelyllä kaikkiin mikrobiluokkiin : bakteerit, hiivat, sienet, virukset, mykobakteerit ja itiöt.

Käyttöohje

Tiiviste

1. Laimennussuhde 12ml / 1L vettä
2. Tuotetta voi sumuttaa tai pyyhkiä suoraan pinnalle
3. Anna kuivaa

Käyttövalmis tuote soveltuu myös **eritetahroille, sekä yksi- että kaksivaiheeseen käsittelyyn.**

1. Kaada / sumuta suoraan eritteeseen
2. Pyyhi eritetahrannoista ohjeiden mukaisesti
3. Toista käsittely tarvittaessa
4. Anna kuivaa

Tuotenumero, pakkauskoko ja myyntierä

TEC-02-02-1000-6 1L 6pll

Säilyvyys ja kelpoisuusaika

Säilytä viileässä, kuivassa ja tuuletetussa tilassa. Säilyvyys valmistuksen jälkeen 2 vuotta. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.


Tarkista esitteen ajankohtaisuus:

www.kimmoisa.fi

Kimmo Lahti

050 422 6344

teccare@kimmoisa.fi



TECCARE
CONTROL



Valmistusmaa

UK



Tekniset tiedot

- Aktiiviset aineet BAC ja DDAC
- ASTM Corrosion Testing
- OSHA; Bloodborne Pathogen Standard
- Air Craft approval
- BS4 (käytetään bio safety level 4 tason kohteissa)
- EN 1276, 13727, 13624, 14476, 1650, 13704, 14563 / EN 14348
- EPAn virallisella listalla aineista joilla tehoa Covid-19
- Kaikki mikrobiset tehotestit likainen ympäristö olosuhteissa ja kovalla vedellä (eli juurikin ne vaikeimmat olosuhteet) virallisissa akkreditoituissa laboratorioissa GLP käytännöllä.