

Produktdatablad

Operationsprodukter,
draperingar, set och skydd


Artroskopiset REF 1235-02



Sida 1 (2)

Version: 23.08.2013, rev 2

Tryckt: 28.8.2013

<p>CE0434</p> <p>Producerad i enlighet med legala föreskrifter för medicintekniska produkter</p> <p>EO steriliserad enligt senast uppdaterad version av ISO 11135 standard</p> <p>[NATURAL LATEX FREE]</p>	
<p>Innehåll:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 assistansbordspåse 78 x 145 cm, förstärkt• 4 torkhanddukar• 2 op-tejp 9 x 50 cm• 1 instrumentbordslakan 150 x 190 cm, vikt• 1 elastisk ortopedistrumpa 22 x 75 cm• artroskopilakan 230 x 320 cm, med vätskeuppsamlingspåse• 1 instrumentbordslakan 150 x 190 cm	<p>Material</p> <p>Laminat: PP nonwoven/PE-film/PE-film, blå</p> <p>Papper, naturvit, trådförstärkt</p> <p>Wetlaid nonwoven, polyester, blå, belagd med adhesiv</p> <p>Laminat: PP nonwoven/ polyeten film, blå</p> <p>Styren butadien styren film/elastisk gasväv polyester</p> <p>Laminat: PP nonwoven, blå/PE-film blå/PP nonwoven, vit; elastisk material styrene/ butadien /styren; vätskeuppsamlingspåse transparent polyeten</p> <p>Laminat: PP nonwoven/ polyeten film, blå</p>
<p>REACH föreskrifter:</p>	<p>Produkterna som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).</p>
<p>Egenskaper:</p>	<p>Ett sterilt op-set set till knäartroskopi.</p>
<p>Hållbarhetstid:</p>	<p>5 år</p>
<p>Antal per förpackning:</p>	<p>1 set/påse, 4 set/dispenserlåda, 8 set (2 x 4) / transportlåda</p>
<p>MBE (minsta beställningsbara enhet):</p>	<p>Transportlåda (2 dispenserlådor á 4 set)</p>
<p>Enhetsförpackning:</p>	<p>Vit Tyvek/transparent polyeten /polyester film (påse)</p>
<p>Dispenserlåda:</p>	<p>Kartong, TCF, mått: 285 x 287 x 485 mm</p>
<p>Transportförpackning:</p>	<p>Kartong, TCF, mått: 300 x 590 x 500 mm</p>
<p>Packtejp:</p>	<p>Transparent, PVC-fri</p>

Produktdatablad

Operationsprodukter,
draperingar, set och skydd

Artroskopiset REF 1235-02



Sida 2 (2)

Version: 23.08.2013, rev 2

Tryckt: 28.8.2013

I enlighet med legala krav för:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class Is
Produktkrav:	I enlighet med EN 13795
Kvalitetskrav:	I enlighet med ISO13485
Etikettinformation:	I enlighet med EN ISO 15223-1, EN 980 och EN 1041
Förvaringsrekommendation:	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering:	Energiåtervinning eller blandat avfall
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en patientrisk.

Streckkoder: Enhetsförpackning	Dispenserlåda	Transportförpackning
6438129116809 1235-02 single  6 438129 116809	6438129316803 1235-02 dispenser  6 438129 316803	6438129516807 1235-02 carton  6 438129 516807