


evercare® kameraputken suoja, perforoitu kärki, 15 x 240 cm

REF: 1820

Steriiliä evercare® kameraputken suojaa on saatavilla laaja valikoima erilaisiin tarkoituksiin.

## Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Läpinäkyvä
- ▶ Täyttää EN 13795-1 -standardin korkean suorituskyvyn vaatimukset kriittisillä alueilla




Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
1820	Kameraputken suoja, steriili, Läpinäkyvä	15 x 240 cm	30 / 120

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkinnälliselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset. EO-sterilointi ISO 11135 -vaatimusten mukaisesti.



**REACH-asetus:** Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

**Biologinen arviointi:** EN ISO 10993-01  
EN ISO 10993-7

**Lakisääteiset vaatimukset:** Lääkinnällisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

**Tuotestandardien vaatimukset:** EN13795-1

**Laatustandardit:** EN ISO 13485

**Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:** EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Materiaali

Tuotteen osa	Raaka-aine & ominaisuudet
Suojamateriaali	PE-putki, läpinäkyvä
Integroitu kaksipuolinen kiinnitysteippi	PES
Pakkauspussi	PE

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan. Älä käytä, mikäli pakkaus on vahingoittunut
<b>Säilytys</b>	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
<b>Käyttöikä</b>	5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	Lääkinnällisen laadun paperi, Läpinäkyvä	150 x 290
<b>Rasia</b>	TCF tai ECF laatu	265 x 143 x 234
<b>Kuljetuspakkaus</b>	TCF tai ECF laatu	545 x 310 x 246
<b>Pakkausteippi</b>	Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
<b>1820</b>	06438129111682	06438129311686	06438129511680

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.