

Pincett, steril
REF 1899

Version: 12.03.2013, rev 1

Tryckt 18.3.2013

Pincett, steril

REF	Storlek & färg		
1899	127 mm, grön		
<p>CE0434</p> <p>Producerad i enlighet med legala föreskrifter för medicintekniska produkter</p> <p>EO steriliserad enligt senast uppdaterad version av ISO 11135 standard</p> <p>[NATURAL LATEX FREE]</p>			
Ingående material:	Polystyren		
REACH föreskrifter:	Produkt som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).		
Egenskaper:	Ett sårvårdsinstrument , liknande en pincett, används för att gripa, förflytta och extrahera.		
Hållbarhetstid:	5 år		
Antal per förpackning:	1 st/enhetsförpackning, 50 st/dispenserlåda, 300 st/transportlåda		
MBE (minsta beställningsbara enhet):	Transportlåda		
Enhetsförpackning:	Papper/plast film godkänd för medicinsk användning / godkänd för sterilisering		
Dispenserlåda:	Kartong 195 x 195 x 150 mm		
Transportförpackning:	Kartong 470 x 210 x 410 mm		
I enlighet med legala krav för:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Klass Is		

Pincett, steril REF 1899

Page 2 (2)

Version: 12.03.2013, rev 1

Tryckt 18.3.2013

Kvalitetskrav:	I enlighet med ISO13485
Etikettinformation:	I enlighet med EN15223-1 och EN1041
Förvaringsrekommendation:	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering:	Energiåtervinning eller blandat avfall
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en patientrisk.

Enhetsförpackning	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
6438129114522 1899 single  6 438129 114522	6438129314526 1899 dispenser  6 438129 314526	6438129514520 1899 carton  6 438129 514520