

Operationsrockar evercare®

Original, Standard

REF 2200 - 2204

Sida 1 (3)

Version: 21.05.2013, rev 2

Tryckt: 29.5.2013

REF 2204	120 cm, M, kort, med 2 handdukar	
REF 2200	130 cm, M, med 2 handdukar	
REF 2201	140 cm, L, med 2 handdukar	
REF 2202	150 cm, XL, med 2 handdukar	
REF 2203	160 cm, XXL, med 2 handdukar	
CE0434 Producerad i enlighet med legala föreskrifter för medicintekniska produkter Gammasterilisering enligt ISO 11135-1:2007 standard [NATURAL LATEX FREE]		
Delar av artikel: Huvudbeståndsdel, Op-rock Muddar Knytbånd, nacke Kardborreband Bjudbricka Sytråd Handduk Omslagslags/skyddspapper Steril/enhetsförpackning Dispenserlåda Transportlåda	Material & beskrivning: Blå spunlace nonwoven Vit ribbstickad trikå Vit spunlace nonwoven Band, vävt, med krokar resp. öglor Vit Vit Papper, vit, trådförstärkt Papper, vit Vit plast/transparent plast Kartong Kartong	Tillverkat av: Pulp /PES PES PES PA Pappersmassa (ECF) PES Pappersmassa (ECF), PES (förtärkta trådar) Pappersmassa (ECF) PE/PES Pappersmassa (TCF) Pappersmassa (TCF)
REACH föreskrifter:	Produkt som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).	
Egenskaper/ används vid:	Operationsrock, överlappande rygg – en "universal" Op-rock för användning vid torra ingrepp.	
Hållbarhetstid:	5 år	
Antal per förpackning:	REF 2204 1 st/steril/enhetsförpackning, 18 st/dispenserlåda, 36 st/transportlåda REF 2200 1 st/steril /enhetsförpackning, 18 st/dispenserlåda, 36 st/transportlåda REF 2201 1 st/steril /enhetsförpackning, 16 st/dispenserlåda, 32 st/transportlåda REF 2202 1 st/steril /enhetsförpackning, 16 st/dispenserlåda, 32 st/transportlåda REF 2203 1 st/steril /enhetsförpackning, 14 st/dispenserlåda, 28 st/transportlåda	

Operationsrockar evercare®

Original, Standard

REF 2200 - 2204

Sida 2 (3)

Version: 21.05.2013, rev 2

Tryckt: 29.5.2013

MBE (minsta beställningsbara enhet):	Transportlåda
Steril/enhetsförpackning:	PE + PE/PA/PE påse, mått: 230 x 320 mm
Dispenserlåda:	TCF cellulosa, mått: 381 x 279 x 320 mm
Transportlåda:	TCF cellulosa, mått: 574 x 391 x 330 mm
Packtejp:	PVC-fri
I enlighet med legala krav för:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class Is
Produktkrav:	I enlighet med EN 13795
Kvalitetskrav:	I enlighet med ISO 13485
Etikettinformation:	I enlighet med EN ISO 15223-1, EN 980 och EN 1041
Förvaringsrekommendation:	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering:	Energiåtervinning eller blandat avfall
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en patientrisk.










REF	Steril/enhetsförpackning	Dispenserlåda	Transportförpackning
REF 2204	6438129111859 2204 single  6 438129 111859	6438129311853 2204 dispenser  6 438129 311853	6438129511857 2204 carton  6 438129 511857
REF 2200	6438129111811 2200 single  6 438129 111811	6438129311815 2200 dispenser  6 438129 311815	6438129511819 2200 carton  6 438129 511819

Operationsrockar evercare® Original, Standard REF 2200 - 2204

Sida 3 (3)

Version: 21.05.2013, rev 2

Tryckt: 29.5.2013

REF 2201	6438129111828 2201 single  6 438129 111828	6438129311822 2201 dispenser  6 438129 311822	6438129511826 2201 carton  6 438129 511826
REF 2202	6438129111835 2202 single  6 438129 111835	6438129311839 2202 dispenser  6 438129 311839	6438129511833 2202 carton  6 438129 511833
REF2203	6438129111842 2203 single  6 438129 111842	6438129311846 2203 dispenser  6 438129 311846	6438129511840 2203 carton  6 438129 511840