

Operationsrockar evercare®


XP, Special

REF 2544 - 2550

Sida 1 (3)

Version: 21.05.2013, rev 3

Tryckt: 29.5.2013

<p>REF 2544</p> <p>REF 2545</p> <p>REF 2547</p> <p>REF 2549</p> <p>REF 2550</p>	<p>120 cm, M, kort, med 2 handdukar</p> <p>130 cm, M, med 2 handdukar</p> <p>140 cm, L, med 2 handdukar</p> <p>150 cm, XL, med 2 handdukar</p> <p>160 cm, XXL, med 2 handdukar</p>	
<p>CE0434</p> <p>Producerad i enlighet med legala föreskrifter för medicintekniska produkter</p> <p>Gammasterilisering enligt ISO 11135-1:2007 standard</p> <p>NATURAL LATEX FREE</p>		
<p>Delar av artikel:</p> <p>Huvudbeståndsdel, Op-rock</p> <p>Förstärkning, ärmar och framsida</p> <p>Muddar</p> <p>Knytband, nacke</p> <p>Kardborreband</p> <p>Bjudbricka</p> <p>Sytråd</p> <p>Handdukar</p> <p>Omslags/skyddspapper</p> <p>Steril/enhetsförpackning</p> <p>Dispenserlåda</p> <p>Transportlåda</p>	<p>Material & beskrivning:</p> <p>Blå SMS nonwoven, flera lager</p> <p>Vit/vit nonwoven/film laminat, mtrl. andas</p> <p>Vit ribbstickad trikå</p> <p>Vit spunlace nonwoven</p> <p>Band, vävt, med krokar resp. öglor</p> <p>Vit</p> <p>Vit</p> <p>Papper, vitt, trådförstärkt</p> <p>Papper, vitt</p> <p>Papper/plast</p> <p>Kartong, vit</p> <p>Kartong, brun</p>	<p>Tillverkat av:</p> <p>PP</p> <p>PE/PET nonwoven/PE film</p> <p>PES</p> <p>PES</p> <p>PA</p> <p>Pappersmassa (ECF)</p> <p>PES</p> <p>Pappersmassa (ECF), PES (trådförstärkt)</p> <p>Pappersmassa (ECF)</p> <p>Papper godkänt för sterilisering (TCF)/LLDPE</p> <p>Pappersmassa (TCF)</p> <p>Pappersmassa (TCF)</p>
<p>REACH föreskrifter:</p>	<p>Produkt som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).</p>	
<p>Egenskaper/används vid:</p>	<p>Operationsrock med överlappande rygg, förstärkta ärmar och förstärkning fram med film/nonwoven, ett mtrl. som tillåter andning, För användning vid våta ingrepp, exempelvis ortopedi.</p>	
<p>Hållbarhetstid:</p>	<p>5 år</p>	
<p>Antal per förpackning:</p>	<p>REF 2544 1 st/steril/enhetsförpackning, 21 st/dispenserlåda, 42 st/transportlåda (2x21)</p> <p>REF 2545 1 st/steril/enhetsförpackning, 20 st/dispenserlåda, 40 st/transportlåda (2x20)</p> <p>REF 2547 1 st/steril/enhetsförpackning, 20 st/dispenserlåda, 40 st/transportlåda (2x20)</p> <p>REF 2549 1 st/steril/enhetsförpackning, 18 st/dispenserlåda, 36 st/transportlåda (2x18)</p> <p>REF 2550 1 st/steril/enhetsförpackning, 18 st/dispenserlåda, 36 st/transportlåda (2x18)</p>	

Operationsrockar evercare®
XP, Special
REF 2544 - 2550

Sida 2 (3)

Version: 21.05.2013, rev 3

Tryckt: 29.5.2013

MBE (minsta beställningsbara enhet):	Transportlåda
Steril/enhetsförpackning:	Papper/plast godkänt för sterilisering (TCF)/LLDPE påse, mått: 250 x 388 mm
Dispenserlåda:	TCF, cellulosa, mått: 381 x 279 x 320 mm
Transportlåda:	TCF, cellulosa, mått: 574 x 391 x 330 mm
Packtejp:	PVC-fri
I enlighet med legala krav för:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class Is
Produktkrav:	I enlighet med EN 13795
Kvalitetskrav:	I enlighet med ISO 13485
Etikettinformation:	I enlighet med EN ISO 15332-1, EN 980 och EN1041
Förvaringsrekommendation:	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering:	Energiåtervinning eller blandat avfall
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en patientrisk.

REF	Steril/enhetsförpackning	Dispenserlåda	Transportförpackning
REF 2544	6438129112283 2544 single  6 438129 112283	6438129312287 2544 dispenser  6 438129 312287	6438129512281 2544 carton  6 438129 512281
REF 2545	6438129112290 2545 single  6 438129 112290	6438129312294 2545 dispenser  6 438129 312294	6438129512298 2545 carton  6 438129 512298

Operationsrockar evercare[®] XP, Special REF 2544 - 2550

Sida 3 (3)

Version: 21.05.2013, rev 3

Tryckt: 29.5.2013

REF 2547	6438129112306 2547 single  6 438129 112306	6438129312300 2547 dispenser  6 438129 312300	6438129512304 2547 carton  6 438129 512304
REF 2549	6438129112313 2549 single  6 438129 112313	6438129312317 2549 dispenser  6 438129 312317	6438129512311 2549 carton  6 438129 512311
REF 2550	6438129112320 2550 single  6 438129 112320	6438129312324 2550 dispenser  6 438129 312324	6438129512328 2550 carton  6 438129 512328