

Fix Premium, elastisk fixeringsbinda
REF 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115,
4116, singelpackade, osteril

Version: 18.04.2013, rev.1

Printed: 2.5.2013

REF	Beskrivning	Mått
4110	Elastisk fixeringsbinda	4 cm x 4 m
4111	Elastisk fixeringsbinda	6 cm x 4 m
4112	Elastisk fixeringsbinda	8 cm x 4 m
4113	Elastisk fixeringsbinda	10 cm x 4 m
4114	Elastisk fixeringsbinda	12 cm x 4 m
4115	Elastisk fixeringsbinda	15 cm x 4 m
4116	Elastisk fixeringsbinda	20 cm x 4 m



[NATURAL LATEX FREE]

Material:

60 % polyamid / 40 % viskos

Färg:

Vit

Töjbarhet

100 %, otöjd längd 2 m / töjd längd 4 m

REACH föreskrifter:

Produkter som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen, vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Användningsområden/Egenskaper:

- Fixering av sårförband, speciellt kring leder
- Fixering vid spjälning
- Som stöd ex. efter borttagning av förband
- För kompression vid behandling av ödem
- Som stöd vid amputationer och ledbandsksador

Hållbarhetstid:

5 år

Antal/mått dispenserlåda och transportlåda:

REF	Antal/ dispenserlåda	Antal/ transp.låda	Mått Disp. (mm) L x B x H	Mått TRP (mm) L x B x H
4110	20	720	160x129x45	425x340x278
4111	20	560	160x129x65	475x340x278
4112	20	480	160x129x85	530x340x278
4113	20	400	160x129x105	545x340x278
4114	20	320	160x129x125	520x340x278
4115	20	240	160x129x155	485x340x278
4116	20	240	160x129x205	500x280x430

MBE (minsta beställningsbara enhet):

Transportlåda

Fix Premium, elastisk fixeringsbinda
REF 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115,
4116, singelpackade, osteril

Version: 18.04.2013, rev.1

Printed: 2.5.2013

Dispenserlåda:	ECF (eller TCF) cellulosa
Transportlåda:	ECF (eller TCF) cellulosa
Packtejp:	PVC-fri
I enlighet med legala krav för:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I
Kvalitetskrav:	I enlighet med ISO13485
Etikettinformation:	I enlighet med EN ISO 15223-1 EN 1041
Förvaringsrekommendation:	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering:	Energiåtervinning eller blandat avfall
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en patientrisk.

Strekkoder: Enhetsförpackning	Dispenserlåda	Transportförpackning
6438129114560 4110 single  6 438129 114560	6438129314564 4110 dispenser  6 438129 314564	6438129514568 4110 carton  6 438129 514568
6438129114577 4111 single  6 438129 114577	6438129314571 4111 dispenser  6 438129 314571	6438129514575 4111 carton  6 438129 514575
6438129114584 4112 single  6 438129 114584	6438129314588 4112 dispenser  6 438129 314588	6438129514582 4112 carton  6 438129 514582

Fix Premium, elastisk fixeringsbinda
REF 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115,
4116, singelpackade, osteril

Version: 18.04.2013, rev.1

Printed: 2.5.2013

6438129114591 4113 single  6 438129 114591	6438129314595 4113 dispenser  6 438129 314595	6438129514599 4113 carton  6 438129 514599
6438129114607 4114 single  6 438129 114607	6438129314601 4114 dispenser  6 438129 314601	6438129514605 4114 carton  6 438129 514605
6438129114614 4115 single  6 438129 114614	6438129314618 4115 dispenser  6 438129 314618	6438129514612 4115 carton  6 438129 514612
6438129114621 4116 single  6 438129 114621	6438129314625 4116 dispenser  6 438129 314625	6438129514629 4116 carton  6 438129 514629