

## Elastinen evercare® -tukiside

REF: 4251, 4252, 4253, 4254, 4255

Elastinen evercare® -tukiside on joustava, rakenteeltaan pehmeä ja huokoinen, erittäin läpäisevä ja miellyttävä käyttää. Kudotun reunan ja huolellisesti valitun materiaalin ansiosta sidosta voidaan käyttää taitosten kiinnittämiseen erityisesti nivelten alueella ja kehonosien ympäri sekä pienten lääkinällisten laitteiden kiinnittämiseen potilaan kehoon. Sidos pysyy paikallaan sidonnan jälkeen eivätkä sidoskerrokset luista. Pakkaussuunnittelu helpottaa tuotteiden tunnistamista.

### Tärkeimmät ominaisuudet

- ▶ Haavatyynyjen kiinnittämiseen erityisesti niveliin ja kehon osien ympärille
- ▶ Tueksi esim. kipsin poiston jälkeen ja turvotuksen hoidossa
- ▶ Kestää voiteita
- ▶ Side, jossa kudottu reunarakenne
- ▶ Pehmeä ja miellyttävä
- ▶ Kevyt tukiside
- ▶ 60 % joustavuus
- ▶ 65 % puuvillaa ja 35 % polyamidia



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkauskoko, kpl rasia/kuljetuskartonki
4251	Joustava tukiside, puuvillaa ja polyamidia	6 cm x 4 m	10 / 280
4252	Joustava tukiside, puuvillaa ja polyamidia	8 cm x 4 m	10 / 240
4253	Joustava tukiside, puuvillaa ja polyamidia	10 cm x 4 m	10 / 200
4254	Joustava tukiside, puuvillaa ja polyamidia	12 cm x 4 m	10 / 160
4255	Joustava tukiside, puuvillaa ja polyamidia	15 cm x 4 m	10 / 120

Myyntiyksikkö: Kuljetuspakkaus

## Säädökset

Täyttää lääkitäiselle laitteelle annetut lainsäädännön vaatimukset.



Not made with natural rubber latex



### REACH-asetus:

Tämän tuoteselosteen sisältämät tuotteet eivät sisällä syöpää aiheuttavia mutageenisia tai myrkyllisiä aineita, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC), jotka ovat listattuina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) viimeisimmällä kandidaattilistalla.

### Biologinen arviointi:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### Lakisääteiset vaatimukset:

Lääkitäisisten laitteiden asetus (EU) 2017/745

### Tuotestandardien vaatimukset:

DIN 61632, DIN 61634

### Laatustandardit:

EN ISO 13485

### Etiketöinti- ja pakkausvaatimukset:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Materiaali

### Tuotteen osa

### Raaka-aine & ominaisuudet

### Tukisidos

65 % polyamidi, 35 % polyamidi, pituus venyttämättä 2,5 m, pituus venytettynä 4 m, venymä n. 50 %, elastisuus noin 85 %

## Varoitukset ja suositukset

<b>Varoitukset</b>	Tuote on kertakäyttöinen. Uudelleen käytettäessä materiaali voi haurastua ja johtaa ristikontaminaatiovaaraan.
<b>Säilytys</b>	Suosittelava varastointi puhtaassa, kuivassa huoneenlämpötilassa. Tuotteet tulee suojata suoralta auringonvalolta, muilta voimakkailta valonlähteiltä ja otsonilta.
<b>Hävittäminen</b>	Tuote hävitetään paikallisten säädösten mukaisesti
<b>Käyttöikä</b>	5 vuotta

## Pakkaustiedot

Pakkaus	Materiaali	Koko ( P x L x K ) mm
<b>Yksittäispakkaus</b>	N/A	N/A
<b>Rasia</b>	Kartonki, TCF tai ECF laatu	4251: 205 x 85 x 65 4252: 205 x 85 x 85 4253: 205 x 85 x 105 4254: 205 x 85 x 125 4255: 205 x 85 x 155
<b>Kuljetuspakkaus</b>	Kartonki, TCF tai ECF laatu	4251: 475 x 360 x 225 4252: 530 x 360 x 225 4253: 545 x 360 x 225 4254: 520 x 360 x 225 4255: 485 x 360 x 225
<b>Pakkausteippi</b>	PVC vapaa, Läpinäkyvä	N/A

## Viivakoodit / UDI-DI

Tuotenumero	Yksittäispakkaus	Rasia	Kuljetuspakkaus
4251	N/A	06438129314878	06438129514872
4252	N/A	06438129314885	06438129514889
4253	N/A	06438129314892	06438129514896
4254	N/A	06438129314908	06438129514902
4255	N/A	06438129314915	06438129514919

Evercare Medical AB on kumppani, joka mahdollistaa potilaiden paremman elämän, helpottaa terveydenhuollon työntekijöiden arkea ja pienentää hoitokustannuksia. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia ja parantamaan yhdessä toimittajiemme kanssa työolosuhteita koko arvoketjussa.